

Tensiomètre manuel

COLSON[®]



Tensiomètre manopaire « anti choc »

↗ Tensiomètre anéroïde manopaire *Stiléa*

Mesure auscultatoire de la tension artérielle

- Boîtier en ABS « **soft touch** » et cadran Ø 55mm
- Poire de gonflage confort et molette de décompression
- **Livré avec brassard taille M** (254 à 406 mm), **trousse de rangement** et manuel d'utilisation

Caractéristiques

- Type : Manopaire anéroïde
- Méthode de mesure : Auscultatoire
- Cadran : Ø 55 mm
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg
- Précision : ± 3 mmHg / Graduation : 2 mmHg
- Poids 165g (sans brassard)
- garantie 2 ans



Référence	CC 330 0100	Code ACL	34010 602 754 6 4	CE 0123
------------------	-------------	-----------------	-------------------	---------

Brassards complémentaires :	références	Code ACL
Brassard XS. Coton noir. Plage 130 à 200 mm	CC 330 0700	34010 602 754 7 1
Brassard S. Coton noir. Plage 184 à 267 mm	CC 330 0800	34010 602 754 8 8
Brassard L. Nylon noir. Plage 333 à 510 mm	CC 330 1000	34010 602 754 9 5
Brassard XL. Nylon noir. Plage 406 à 690 mm	CC 330 0600	34010 602 755 0 1

Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.