

Fiche Technique CassH-402 Hydraulique (2 pédales)

Table 2 plans avec trou visage.

Dossier réglable +70° manuellement actionné par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable,

Respecte la réglementation européenne

Mesures approximatives :

- Dossier 70 cm
- Longueur 190 cm
- Largeur 62 / 70 cm
- Hauteur réglable (49 à 95cm)
- Poids maximal supporté 180 kg.
- Hauteur réglable : Pompe Hydraulique. (2 pédales)

Garantie table 5 ans

Garantie Pompe Hydraulique 2 ans.

Options :

- Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
- Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
- Barrières pliantes bilatérales.
- Porte rouleau
- Bouchon visage.
- Commande au pied.
- Appuis bras

