



G A M M E
TRANSFERTS



Lève-personnes



Une large gamme qui s'adapte à tous vos besoins.

Homelift 2 
175 Kg

Compact et pliant

Lifty 4 
200 Kg

Polyvalent et pratique

Lifty 5 
Fortissimo 250 Kg

Combine force et légèreté

Lifty 6 
Fortissimo 330 Kg


La plus grande capacité de levage



Verticalisateurs

Vertic' Easy |  150 Kg

Guidon de transfert
multi-réglable



Garantie 2 ans
Sangles en option
réf. 5010043.

Vertic' Home |  135 Kg

Le 2 en 1
verticalisation et
déplacement du patient



Garantie 2 ans
Sangles en option
réf. 5010043.

Vertic |  150 Kg

Verticalisation
universelle



Garantie 3 ans
Livré avec sangles.

Vertic 2 |  150 Kg

Ultra compact,
facile et rapide



Garantie 5 ans
Livré avec sangles.

1



2



3



4



Lève-personnes



HOMELIFT 2	183 cm	111 cm	de 53 à 158 cm	10 cm	gris	90 cm	40 kg
LIFTY 4	137 cm	135 cm	de 66 à 182 cm	11 cm	gris	94 cm	50 kg
LIFTY 5	197 cm	146 cm	de 53 à 163 cm	13 cm	gris	103 cm	55 kg
LIFTY 6	216 cm	152 cm	de 46,5 à 170 cm	13 cm	gris	107 cm	65 kg

Verticalisateurs



VERTIC' EASY	H130 x L47 x P51 cm	Ø45 x H2 cm	-	H88 à 105 x L41 cm	H107 à 124 x L47 cm	H42 à 60 cm	Bleu France Blanc	16 kg
VERTIC' HOME	135 cm	49 x 58 cm	7 cm	H90 x L41 cm	H107 x 124 x L41 cm	H42 à 60 cm	Bleu France Blanc	18 kg



VERTIC	178 cm	113 cm	100 cm	min : 78,5/81/83,5 cm max : 163/170/177 cm	38/44/50 cm	gris	37 kg
--------	--------	--------	--------	---	-------------	------	-------



VERTIC 2	140 cm	98 cm	100 cm	min : 87 cm max : 130 cm	Int 40 à 68 cm Ext 52 à 82 cm	gris	35 kg
----------	--------	-------	--------	-----------------------------	----------------------------------	------	-------

Accessoires



- **HOUSSES**
pour fléau sur Lifty 4
et Homelift 2.

- **SANGLES**



Réf. 20014
Sangle en U (filet)



Réf. 20015 C
Sangle en U confort



Réf. 20016
Sangle en U
avec têtière (filet)



Réf. 20042
Sangle en U standard
(bâche bleue)



Réf. 20043
Sangle en U avec
têtière (bâche bleue)
enveloppante



Réf. E501120 taille standard
Réf. E501123 taille XL
Sangle Vertic 3 points

OPTIONS

- **Pesons**



Modèle médical classe III



Modèle Standard