

# OPHTALMOSCOPE HEINE BETA<sup>®</sup> 200 S

Tous les avantages du BETA 200 standard avec une lentille supplémentaire sur le disque de Rekoss, ainsi qu'un diaphragme point supplémentaire.

Disque de 28 lentilles allant de -36D à +38D permettent 74 dioptries par pas. Image nette même en cas de forte amétropie

**LED HQ**

LED NOW IN HEINE QUALITY.

XHL ou LED<sup>HQ</sup> pour des conditions d'éclairage précises et un rendu des couleurs fidèle lors d'examens endoscopiques

Régulation en continue de la luminosité

Les poignées rechargeables BETA 4 à technologie Li-ion moderne

**BETA 200 S avec 7 diaphragmes:**



Filtere bleu, étoile de fixation avec coordonnées polaires, grand spot, petit spot, point, fente, demi-lune



Avec filtre vert



Boîtier étanche à la poussière

Les composants optiques sont intégrés dans un boîtier en aluminium



**Centre de Diagnostic EN200:** Tous les instruments de diagnostic primaires sont bien situés avec un gain de place, disponibles immédiatement. Pour plus d'informations, visitez notre site internet: [www.heine.com](http://www.heine.com)

Ophtalmoscope BETA200 avec	2,5V XHL	3,5V XHL	LED
BETA poignée à piles, ampoule de rechange dans la version XHL, étui rigide	<b>C-144.10.118</b>		
BETA 4 USB poignée rechargeable, bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales, support de poignée, ampoule de rechange dans la version XHL, étui rigide		<b>C-144.27.388</b>	<b>C-144.28.388</b>
BETA 4 NT poignée rechargeable, chargeur de table NT 4, ampoule de rechange dans la version XHL, étui rigide		<b>C-144.23.420</b>	<b>C-144.24.420</b>
Ophtalmoscope BETA200 seule, sans poignée et accessoires	<b>C-001.30.100</b>	<b>C-002.30.100</b>	<b>C-008.30.100</b>

Ophtalmoscope BETA 200 S avec	2,5V XHL	3,5V XHL	LED
BETA poignée à piles, ampoule de rechange dans la version XHL, étui rigide	<b>C-261.10.118</b>		
BETA 4 USB poignée rechargeable, bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales, support de poignée, ampoule de rechange dans la version XHL, étui rigide		<b>C-261.27.388</b>	<b>C-261.28.388</b>
BETA 4 NT poignée rechargeable, chargeur de table NT 4, ampoule de rechange dans la version XHL, étui rigide		<b>C-261.23.420</b>	<b>C-261.24.420</b>
Ophtalmoscope BETA200 S seule, sans poignée et accessoires	<b>C-001.30.120</b>	<b>C-002.30.120</b>	<b>C-008.30.120</b>