




D'un design soigné, la nouvelle IRG 250 W a été optimisée pour mieux répondre aux exigences des professionnels de la kinésithérapie qui souhaitent travailler avec une lampe simple et efficace. Résistante aux chocs grâce à sa nouvelle coupole en acier tôle 8/10e, équipée d'une poignée fixe assurant une meilleure maniabilité, la lampe IRG a été conçue pour durer.

Applications les plus courantes:

Actes de kinésithérapie
Echauffement d'appoint pour certains actes chirurgicaux
Soulagement des douleurs musculaires et arthrosiques



Faible encombrement
contrôles sur le boîtier



Support mural



Etau de table




Pied lesté roulant
5 branches



Coupole renforcée
équipée d'une poignée

Données techniques

Source d'éclairage :	ampoule infrarouge 250 W à vis
Equipement :	interrupteur bipolaire et porte fusibles sur boîtier
Puissance:	250 W +/- 10%
Dimension et poids :	murale/étau : 3 kg - pied roulant: 12 kg
Rayon d'action :	1100 mm, hauteur réglable de 90 à 190 cm
Alimentation :	220-240V/50-60HZ
Durée de vie de l'ampoule :	1000 heures
Revêtement :	peinture epoxy
Classe et type électrique :	classe I, type B



EN 60-601-1: sécurité des dispositifs électromédicaux
EN 60-601-1-2: compatibilité électromagnétique des dispositifs électromédicaux
satisfait aux exigences de la directive CEE 93/42