

Hermès

Lève-patient
forte charge

DUPONT



Système de pesée
Classe III Médicale
en option

CE

www.dupont-medical.com

SAMERY[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL

Structure renforcée



Palonnier équipé de 4 points sécurisés, et recouvert d'une mousse de protection

Goussets de renfort sur partie centrale du palonnier



Descente manuelle d'urgence



Ecartement électrique de la base de série pour réaliser l'approche sans effort

Roues à double galets, Ø 100 mm, équipées de bandages durs permettant d'obtenir une **bonne mobilité**.

LES SANGLES



Sangle filet bain Hermès

Taille XL - Réf. SR 2350800
Taille XXL - Réf. SR 2350900



Sangle toilette Hermès

Taille unique - Réf. SR 2351000




Sangle confort avec tête Hermès


Taille XL - Réf. SR 2351100
Taille XXL - Réf. SR 2351200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.



Charge maximum : 250 kg
Capacité vérin de levée : 10 000 N
Poids total : 55 kg
(dont piétement : 24 kg
mât + flèche + palonnier : 31 kg)



DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil
54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>

SAMERY®

Une marque de DUPONT MEDICAL