



Bien-être et Innovation

La conception originale du lit **Invacare SB 755** apporte un réel confort, à la fois pour le patient et la tierce personne, tant au domicile qu'en collectivités. Le lit **SB 755** a été conçu avec un **kit intégré**, la base servant de support pour le transport chez les différents utilisateurs. Combiné à la conception innovante du relève-jambes qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage (plicature et relève-jambes électriques indépendants), le patient peut passer d'une position allongée à une position dite « fauteuil » qui lui offre un confort optimal et assure une bonne prévention des escarres. Le lit **SB 755** est équipé d'accessoires innovants : **Barrière Line** en aluminium conforme à la norme 60601-2-52, panneaux Victoria avec intérieur détachable pour l'accès aux pieds et à la tête, kit de rabaissement de la hauteur de 240 à 700 mm, extension de plan de couchage jusqu'à 200 mm. Ce lit a été conçu pour des patients pesant jusqu'à **200 kg**.





Un confort unique !

La conception du relève-jambes électrique qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage, combinée avec un relève-buste à translation, assure au patient un confort unique, une position assise au lit et une décharge talonnière dans le cadre de la prévention des escarres. La translation sur le relève-buste permet de minimiser le glissement du patient vers le pied du lit et donc atténue les effets de friction et de cisaillement.

Options innovantes

Le lit **SB 755** a été conçu avec un design original alliant aluminium et bois. Une offre de panneaux est disponible en coloris Hêtre ou Merisier. Le panneau **Victoria** avec intérieur bois amovible permet d'effectuer facilement des soins au niveau des pieds. La barrière **Line** en aluminium est une barrière pleine, disponible dans les 2 coloris.

Options et Configurations



Relève-buste à translation afin d'atténuer les effets de friction.



Panneau **Victoria** avec intérieur amovible pour faciliter les soins au niveau des pieds.



Kit de rabaissement de la hauteur de 240 à 700 mm pour les personnes confuses ou de petite taille.



Potence de lit



Panneau Susanne hêtre avec rail, pour barrières bois ou époxy.

Chaque partie du lit **SB 755** est démontable et pèse moins de 25 Kg.

Caractéristiques techniques

SB 755 90							
	Largeur hors tout 950/1010 mm	Longueur 2080 mm, longueur hors tout 2130 mm	350-820 mm Hauteur totale: 1600-2070 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	Garde au sol 170 mm	Angle du Relève- buste : 0° - 73°	Angle plicature genoux : 0° - 28°
SB 755 90							
	0° - 16°	0° - 18°	25° au dessus 14° en dessous	Poids patient max : 200 kg Charge de fonctionnement : 235 kg	Chaque partie du plan de couchage pèse moins de 25 kg		

Coloris Plan de couchage et Bois

Aluminium (RAL0154)	Hêtre	Merisier

Normes

NF EN 1970/A1 - NF EN 14971
Barrières Line, Verso II, Britt V:
60601-2-52 et 1970/A1
Lit = 60601-2-52

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.

Accessoires



Filet Nylon
Pour barrières **Britt V, Line.**
1449590 (unité)



Protection Vinyle rembourré
Pour barrières **Britt V, Line.**
1449588 (unité)



Barres pare-chocs
Pour lit **SB755 90.**
Position avant/arrière ou sur le côté, coloris gris.



Anita
Pour lit **SB755 90** coloris merisier.
Compatibles avec les barrières **Verso II, Line, Britt V.**
Avec rail **AP1523473-0102**




Victoria
Pour lit **SB755 90** coloris merisier.
Compatibles avec les barrières **Verso II, Line, Britt V.**
Avec rail avec intérieur amovible
AP1523804-0102



Condamnation individuelle des commandes
Pour lit **SB755 90.**



Batterie
Pour lit **SB755 90.** Descente d'urgence du relève-buste.



Tige porte-serum Acier Epoxy
à fixer sur le cadre de lit.
Fixation: **AP50.60910.00**
Tige: **AP50.60030.DO**



Tablette
En bois pour lit **SB755 90.**
Coloris hêtre/blanc.