

OPHTALMOSCOPE HEINE mini 3000®

Ophtalmoscope de poche compact avec le meilleur rendu des couleurs aux dimensions minimales.

Disque de 18 lentilles allant de -20D à +20D

Diaphragmes mini3000



Étoile de fixation, grand spot, petit spot, demi-lune, filtre vert

Commande de l'instrument avec une main pour plus de flexibilité pendant l'examen



Optique de haute qualité fournit des images claires et nettes

Eclairage XHL ou LED^{HQ} pour une image brillante et un rendu des couleurs authentique

Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20000 cycles marche/arrêt garantis.

Deux possibilités d'alimentation électrique : Piles remplaçables de type AA ou recharge avec le chargeur de table mini NT.



▶ Pour mettre à niveau vos instruments en rechargeables avec le chargeur de table mini NT, merci de vous rendre à la page 7.



Ophtalmoscope mini 3000 avec éclairage XHL ou LED	2,5V XHL	2,5V LED
sur poignée à piles mini 3000 (avec piles)	D-001.71.120	D-008.71.120

Pour plus d'informations, merci de contacter votre distributeur HEINE ou visiter notre site www.heine.com