

TABLES à manger

Les tables à vérin



TA 3904



AC 800



AC 805



Kalisto



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES et OPTIONS

TA 3904

- Grand plateau réglable en hauteur.
- Piétement en « H ».
- 2 roulettes à freins.

AC 800

- Grand plateau réglable en hauteur.
- Piétement en « H ».
- 2 roulettes à freins.
- Grand choix de couleurs.

OPTIONS:

- Galerie de rétention.

AC 805

- Grand plateau réglable :
 - En hauteur,
 - En inclinaison .
- Piétement en « U ».
- 2 roulettes à freins.
- Grand choix de couleurs.

OPTIONS:

- Galerie de rétention.

Kalisto

- Grand plateau réglable :
 - En hauteur,
 - En inclinaison .
- Réglage fin et progressif de l'inclinaison du plateau par mécanisme exclusif et breveté.
- Grand choix de couleurs
- 2 roulettes à freins.

OPTIONS:

- Galerie de rétention.



COLORIS DE PLATEAUX



	Blanc	Gris	Hêtre du tyrol	Poirier d'Alsace
● TA 3904				
● AC 800			●	●
● AC 805	○		●	●
● Kalisto			●	●

COLORIS DE TUBES

Les TRADITIONNELLES

- Jaune
- Rouge
- Bleu
- Vert



Les CLASSIQUES

- Noir décor
- Blanc
- Bordeaux
- Noir



Les PASTELS

- Bleu
- Gris
- Vert
- Rose



Les TENDANCES

- Amande
- Lilas
- Abricot
- Lagon



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Côtes en cm

TA 3904	73/114	39	67	-	38x76	Epoxy gris	10	63
AC 800	80/110	41	78	-	45x85	Epoxy couleur	15	67
AC 805	71/103	45	95	25x45	45x60	Epoxy couleur	15	65,5
Kalisto	73/103	45	97	25x45	45x60	Epoxy couleur	15	65,5