

# PESE-LIT BLUETOOTH

NUMÉRO DE PRODUIT 7711

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Métrologie légale classe III, classe 1 de dispositifs médicaux
- › Transmission sans fil des valeurs de mesure
- › Consommation énergétique minimale des sabots capteurs
- › Portée de transmission : 10 m
- › Système innovant pour faciliter le levage

# PESE-LIT BLUETOOTH

NUMÉRO DE PRODUIT 7711



## Qualités

Ce pèse-lit maniable et fonctionnel, conçu par Soehnle Professional, est idéal pour les hôpitaux, les centres de rééducation fonctionnelle et les maisons de retraite médicalisées. Grâce à ses quatre éléments de communication sans fil, il est facile à monter et évite la corvée des câbles. Il procure ainsi un plus grand confort pour le nettoyage de la chambre du patient et garantit une meilleure hygiène.

Ce dispositif propose en outre en option deux interfaces de communication des mesures de poids pour une analyse ultérieure.

### Fiche technique

- › Alimentation : secteur et par accus
- › Autonomie des accus d'environ 10 heures et durée de vie de 125 heures en veille
- › 8 accus fournis (plomb étanche gel 6 V 1,2 Ah)
- › Chargeur pour 4 accus (sabot) avec fonctions de charge rapide et de maintien
- › Diamètre des roulettes 130 à 160 mm (diamètre inférieur disponible en option)
- › Largeur max. des roulettes max. 71 mm
- › Interfaces de liaison avec un ordinateur/système informatique (en option)

### Conception

- › Transmission sans fil des valeurs mesurées par les sabots vers l'appareil d'analyse
- › Consommation énergétique minimale des sabots capteurs
- › Dispositif de levage intégré aux sabots
- › Affichage stable du poids grâce au filtrage
- › Portée de transmission : 10 m
- › Gros chiffres bien visibles
- › Affichage LCD avec chiffres de 20 mm

### Options

- › Interface pour le transfert et l'analyse ultérieure des valeurs mesurées

## Informations pour la commande

N° de commande	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
avec chariot de transport	en kg	en g	en mm	en kg
7711.01.001	500	jusqu'à 300 kg = 100 g, à partir de 300 kg = 200 g	875 x 470 x 1 080	30,8
sans chariot de transport				
7711.02.001	500	jusqu'à 300 kg = 100 g, à partir de 300 kg = 200 g		22,8

Votre spécialiste Soehnle Professional :

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)