

## BALNEO 100



Code article :  
**4060130**

Famille :  
**Aides à la toilette**

Description :  
**Poignée de sortie de baignoire finition époxy**

**Usage revendiqué :**  
Les poignées de sortie de baignoires sont destinées à faciliter les transferts du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (salle de bain - hors immersion).

**Classe du dispositif :** NA

**Garantie produit :**  
1 an contre tout vice de fabrication



Balnéo 100 en configuration d'utilisation

### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Dimensions hors tout  
Hauteur hors tout : 930  
Largeur hors tout : 370  
Profondeur hors tout : 240
- Hauteur poignée / bord baignoire : 380
- Compatibilité avec baignoire : épaisseur 75 à 105

#### Description technique

- Châssis en tubes acier soudés (tube Ø 22x1.2 et 20x1).
- Finition époxy couleur.
- Rotule de blocage avec vis inox
- Manchette poignée en PVC

Poids du produit :

**2,2 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2005**

version mise sur le marché à partir de: **juin 2010**

### Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Non applicable


Vignette CE

Non applicable

## BALNEO 100



### Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E406009	1	Haut poignée Balnéo
2	A406028	2	Patin à bride 24/26 blanc
3	A401002	2	Bague diam. 25 blanche
4	A401001	1	Accoudoir Candy PVC blanc
5	A406027	1	Sphère diam. 35 M8 chromée
6	A406026	1	Vérin à rotule M8x75 inox
7	E406010	2	Pied poignée Balnéo 100
8	A001051	2	Cliquet double de 6
9	A401003	2	Embout diam. 22 env. blanc