

Douche & Bain

Calèche

Tous les bénéfices du bain grâce à un équipement polyvalent

Baignoire à porte latérale

RÉF. 4500.10

La Calèche est une baignoire de faible encombrement qui a été étudiée pour maximiser l'autonomie, le confort et la sécurité. Le seuil d'accès situé sur le côté de la baignoire n'est qu'à 16 cm du sol. Couplé au large dégagement de la porte ceci permet un accès direct et aisé même en fauteuil roulant sans avoir à relever les jambes.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Douche & Bain

Calèche






POINTS FORTS

- Accès direct pour le patient depuis un fauteuil
- Ses lignes arrondies
- Son siège ergonomique étudié pour le confort et la sécurité du patient
- Sa fermeture et son verrouillage simplifiés s'effectuent de l'intérieur comme de l'extérieur

Baignoire à porte latérale

RÉF. 4500.10



Conformité

- 73/23/CEE (Directive basse tension)
- 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique)
- NF EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques...)
- NF EN 60335-2-60 (Règles particulières pour les baignoires...)
- NF C 15-100 (Installation électrique à basse tension)
- NF EN 1717 (Protection contre la pollution de l'eau potable...)

Description

- Seuil à 16 cm du sol.
- Accès direct et aisé même en fauteuil roulant sans avoir à relever les jambes du patient.
- Remplissage de la baignoire porte fermée : le patient bénéficie d'une immersion contrôlée et progressive qui peut être arrêtée à tout moment.

Caractéristiques

- Volume d'eau maxi (jusqu'au trop plein) : 205 litres
- Niveau d'eau maximum : 100 cm
- Poids : 85 Kg
- Poids maximum du patient : 200 Kg

Versions

Réf. 4500.10 modèle senior

- Baignoire en polyester armé de fibres de verre, coloris blanc.
- Repose-pieds et fond anti-dérapant
- Rampe de maintien en acier inoxydable
- Porte-savon intégré
- 4 pieds verins en acier inoxydable
- Poignée de verrouillage accessible de l'intérieur
- Trop plein et siphon Ø 50 mm
- Trappe d'accès à la vidange

Réf. 4500.20 modèle professionnel

- Lave-cheveux intégré et escamotable, raccordé au siphon
- Serrure de sécurité

Réf. 4504.00 modèle bain bouillonnant à air