

SANGLE DORSALE



DESCRIPTION

Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Dorsale s'adapte à la morphologie de chaque patient de par sa multitude de tailles (S, M, L, XL) et s'utilise avec tous les verticalisateurs (lève-personnes/releveur-mobiles) munis de système d'accrochage par crochet pour boucles.

UTILISATION

Elle s'utilise positionnée sur les lombaires afin de déclencher sur le patient le schéma naturel de relevage (traction vers l'avant).

Son doublage en mousse rigide au niveau de la partie dorsale réduit les pressions douloureuses et sa sangle sous-fessière permet des transferts en position assise.



VUE ARRIÈRE



CODE-COULEUR



TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	Plastron	A	B
S	70 / 90	21	78
M	90 / 115	25	92
L	115 / 140	29	106
XL	140 / 165	33	120



• NORME : NF EN ISO 10535 : 2007

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Prix public H.T.
SWYP-S	125,00 €	118,48 €
SWYP-M	125,00 €	118,48 €
SWYP-L	125,00 €	118,48 €
SWYP-XL	125,00 €	118,48 €