

SURMATELAS REPOSE®

REP-6011100

REP-6111100

Surmatelas à air statique très basse pression Repose®
Prévention et aide au traitement des escarres jusqu'au stade 3
Prise en charge des patients jusqu'à 140Kg

CARACTERISTIQUES

Surmatelas

- ⇒ Membranes de polyuréthane médical soudées entre elles pour former un réseau de 16 tubes interconnectés
- ⇒ Housse polyuréthane solidaire
- ⇒ Sangles permettant de fixer le surmatelas au matelas du patient
- ⇒ Valve de gonflage pour connexion de la pompe manuelle. La pression d'air est à réglage automatique
- ⇒ Poids du patient maximum admissible : 140 Kg
- ⇒ Caractéristique du film polyuréthane :
 - anti allergique
 - extensible jusqu'à 600%
 - thermiquement neutre et respirant
 - surface lisse et anti glisse
 - imperméable aux liquides et aux bactéries
 - perméable aux vapeurs
 - radio transparent
- ⇒ Poids 0.831 kg
- ⇒ Dimensions : 190 x 78 x 5 cm

Pompe

- ⇒ Pompe manuelle servant à l'emballage et au gonflage
- ⇒ Matériau : ABS
- ⇒ Un système de calibration permet d'ajuster le gonflage de manière optimale
- ⇒ Un indicateur sonore signale que la pression d'air de fonctionnement optimale est atteinte
- ⇒ Sans électronique et sans branchement électrique
- ⇒ Poids 0.564 KG
- ⇒ Dimension : Ø 11cm x longueur 47 cm



NETTOYAGE et STOCKAGE

Consulter la Fiche « Entretien »

ACCESSOIRES POUR SURMATELAS REPOSE®

Références	Désignation	Matériau	Conditionnement
REP-6050100	Housse de rechange surmatelas Repose®	Polyuréthane	Unité
REP-POMP	Pompe grand modèle	ABS	Unité

CONDITIONNEMENT

Références	Quantité par carton	Dimensions (cm) L x l x H	Poids du carton (Kg)
REP-6101100	1 surmatelas + 1 pompe	190 x 78 x 5cm / pompe Ø 11x47cm	1.5 KG
REP-6111100	10 surmatelas + 1 pompe	Idem x 10 / pompe Ø 11x 47cm	9 KG

AUTRES SUPPORTS REPOSE® POUR LITERIE

Références	Désignation
REP-INBO	Matelas combiné mousse + air Inbo Repose® 197 x 87 x 16 cm
REP-6401100	Matelas Repose® Incubateur 74x54cm + pompe
REP-6991100	Matelas Repose® Pédiatrique 80x60cm + pompe
REP-6601100	Matelas Repose® Radiologie 190x55cm / Brancard + pompe

SECURITE et ENVIRONNEMENT



Test au feu : conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2



Environnement : - Consommation d'énergie en utilisation normale : 0 KWh
- Poids de déchets lors de l'élimination : 0,834 Kg

CONFORMITE



Classe 1. Conformité normes CE directive 93/42/EEC

Inscription LPP (remboursement Sécurité Sociale)

Garantie 2 ans contre tous vices de fabrication (pour plus de précisions consulter la fiche garantie et conditions d'applications)