

PANNEAUX DE LIT

MADELIA



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ CABS collé RAL 7030

ABÉLIA*



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collés, ral 7030
- ▶ Main courante époxy ral 7030

ELEGANTTI



- ▶ PVC Dune et Chocolat
- ▶ Coloris standard et unique

CARMEN



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
 - ▶ Chants ABS assortis



- Panneau pied
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
 - ▶ Chants ABS assortis
 - ▶ Main courante époxy ral 7030



STYLIA *



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
 - ▶ Chants ABS assortis



- Panneau pied
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
 - ▶ Chants ABS assortis
 - ▶ Main courante époxy ral 7030



VAL DE VIE



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage ral 7030

AUZENCE



- ▶ Décor intérieur Dragonnier gris
- ▶ Entourage ral 7030

MEDIDOM



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
 - ▶ Chants assortis



- Panneau pied
- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
 - ▶ Chants assortis



NOVIDA *



- Panneau tête
- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
 - ▶ Chants assortis
 - ▶ Panneaux pied et tête identiques



PITCHOUNE KALIN



- ▶ Décor intérieur Cadiz
- ▶ Entourage ral 9016

WINNEA®



- ▶ Décor Bleu Hudson
- ▶ Panneau tête scamotable



- Option porte couverture pour panneau pied
- ▶ Décor Bleu Hudson
 - ▶ Option porte couverture



Winnea CIC

* Les panneaux Stylvia et Novida, sont conçus uniquement pour recevoir les demi-barrières aluminium. Les panneaux Abélia s'adaptent aussi bien pour les demi-barrières aluminium, que pour les autres accessoires.

PANNEAUX	COLORIS STANDARDS	LARGEUR DU SOMMIER (Dimension en cm)					DIMENSIONS Du dessus du sommier, jusqu'au haut du panneau	DIMENSIONS HORS TOUT DU LIT EN CM (Hors accessoires) (données à ajouter à la largeur et longueur du sommier)		MATERIAUX ⁽³⁾		CLASSEMENT FEU	
		80	90	100	120	140		160	(TÊTE/PIED)	LARGEUR	LONGUEUR ⁽²⁾		PANNEAUX
MADÉLIA	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants ral 7030		●					35	10	6	Agglo	-	M3
ABÉLIA	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants ABS collés ral 7030, mains courantes et bouchons polyéthylène ral 7030		●	●	●	●	●	36	10	7	Agglo	Acier	M3
ABÉLIA pour demi-barrières aluminium			●	●	●			39	18	8	Agglo	Acier	M3
ELEGANTTI	PVC Dune et Chocolat		●					41 / 31	13	10	MDF / PVC / Mousse		M1 ou M2
CARMEN			●	●				41	17	9	Agglo	Acier (pied)	M3
CARMEN réserv. bar.bois	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants assortis et panneau pied : main courante époxy lisse et bouchons polyéthylène ral 7030		●	●	●	●	●	44	17	9	Agglo	Acier (pied)	M3
CARMEN HOTELIER			●					41	24	9	Agglo	Acier (pied)	M3
STYLVIA pour demi-barrières aluminium			●	●	●			48	18	9	Agglo	Acier	M3
VAL DE VIE	Intérieur décor Chêne Lindberg, chants ABS assortis, montants et mains courantes ral 7030 teinte		●	●				46 / 39	6	9	Massif / Agglo	Massif	M3
VAL DE VIE réserv. bar.bois			●					43,6	13	9	Massif / Agglo	Massif	M3
AUZENCE	Intérieur décor Dragonnier gris, chants, mains courantes époxy et montants ral 7030		●		●	●	●	40	6	11	MDF / Montants Massif	Acier	M3
MÉDIDOM ELEGANT	Dune et Chocolat					●	●	47/14	12	11	MDF / PVC / Mousse		M3
MÉDIDOM			●	●	●	●	●	37 / 14	6	8	Agglo	-	M3
MÉDIDOM HOTELIER	Intérieur décor Dragonnier Clair, chants assortis		●					37/14	20	8	Agglo	-	M3
NOVIDA pour demi-barrières aluminium			●	●	●			48	15	9	Agglo	-	M3
WINNEA FIXE (pied)			●					48/44	15	13	Acier / Compact	Acier	M2
WINNEA ESCAMOTABLE (tête)	Compact Crème mains courantes époxy ral 1013		●					45	15	13	Acier / Compact	Acier	M2
WINNEA CIC	Gris Ral 7047		●					45	15	13	Polypropylène		M3
PITCHOUNE KALIN		●						46	15	6	MDF	-	M3
PITCHOUNE KALIN réserv. bar.bois	Blanc / Cadiz ou Blanc / Rose	●						43	13	8	MDF	Acier	M3
ACCESSOIRES (dimensions en cm)						DIMENSIONS : Du dessus du sommier, jusqu'au haut du panneau							
BARRIERE METAL							-	39	12		-		M2
BARRIERE ALU							-	39	14		-		M3
SAM ACTIV							-	48	12		-		M3
SAM ERGONOM							-	46	12		-		M3
SAM EVOLUTION							-	40	12		-		M3

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires.

Médicatlantique décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*

Garantie panneaux et accessoires 2 ans*

*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

⁽¹⁾ panneaux existants avec et sans réservations barrières bois

⁽²⁾ LONGUEUR DU SOMMIER : 200 cm pour lit 90/100/120/140/160 cm et 160 cm pour lit 80 cm

⁽³⁾ Agglo = Aggloméré avec chants ABS / MDF = Médium / Massif = Massif vernis ou laqué

ACCESSOIRES DE LIT



ACCESSOIRES DE LIT




DÉSIGNATION		X'PRESS	X'PRIM	ALDRYS' EVOLUTION	AERYS	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION	
1	Barrière pliante époxy	•	•	•	•	•	•	•	Longueur en position haute : 1,47 m Hauteur : 37,5 cm par rapport au sommier	Époxy	
2	Barrière pied de lit	•	•	•	•	•	•	•	Longueur : 70 cm Hauteur : 37,5 cm	Époxy	
3	Barrière bois	•	•	•	•	•	•	•	Longueur totale du lit Hauteur : 37,5 cm par rapport au sommier	Enrobage polymère Chêne Lindberg	
4	Demi-Barrière Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	3 Hauteurs d'utilisation	Aluminium/ Bois massif laque ou verni	
5	Support urinal	Compatible uniquement avec le lit Médicalys								Époxy	
6	Support bassin mural									Époxy	
7	Tige porte-sérum télescopique 2 et 4 crochets plastiques	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur réglable : 72 à 141 cm	Inox Crochets plastique	
8	Tige porte-sérum à roulettes, 2 et 4 crochets	•	•	•	•	•	•	•	2 crochets: Hauteur fixe : 120 cm 4 crochets: Hauteur réglable : 115 à 220 cm		
9	Support flexible télécommande	•	•	•	•	•	•	•		Aimant / Époxy	
10	Crochet poche à urine	Compatible uniquement avec le lit Médicalys								Époxy	
11	Butée murale ALDRYS'EVOLUTION								•	Époxy	
12	Butée murale X'PRIM								•	Époxy	
13	Rallonge de sommier	•	•	•	•	•	•	•	Longueur : 20 cm	Époxy	
14	Rallonge de sommier AERYS, intégrée et escamotable								•	Profondeur : 20 cm Largeur : 90 cm	Époxy / Compact
15	Poignée d'appui Compatible avec barrières et longs pans	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur : 35 cm Longueur : 29 cm	Époxy	
16	Potence pied U	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur : 198 cm	Époxy	
17	Potence d'angle	•	•	•	•	•	•	•		Époxy	

NUANCIERS

DÉCORS EN MELAMINÉ ET CHANTS ASSORTIS

PANNEAUX DE LIT ET MOBILIER




Erable Kiruna (1)




Orme Baron



Dragonnier Clair (1)



Chêne Lindberg (1)




Albany (1)




Dragonnier Gris (1)




Chêne Milano Foncé (1)




Craie




Magnolia *



Rose



Cadiz



Hudson *




Rouge Siena

DES ENTOURAGES

CHASSIS DES FAUTEUILS ET BARRIÈRES BOIS

VERNIS



Hêtre Clair



Merisier Pourpre




Hêtre Foncé



Érable After Eight


LAQUE



RAL 9016



RAL 1013




RAL 7030



RAL 8025



RAL 8004



RAL 7016

(1) Compatible avec panneaux CARMEN, MEDIDOM, STYLIVIA et NOVIDA épaisseur 30 mm.


* Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact

NUANCIERS


PVC




Dream Cosy Perle M2



Dream Cosy Or M2



Dream Cosy Havane M2



Dream Cosy Byzantine M2




Flanel Jade M1




Flanel Chanvre M1




Flanel Réglisse M1




Esprit Margaux M2




Ginkgo Tomette M1




Ginkgo Chocolat M1




Ginkgo Dune M1



Ginkgo Taupe M1



Ginkgo Menthe M1



Ginkgo Aigue Marine M1



Photos non contractuelles