



Accessoires Tricycles

Accessoires pouvant varier selon les modèles. Reportez-vous à nos bons de commandes



Appui-dos complet



Double appui-dos



Appui ventral



Sabot



Tuteurs jambes fixes



Guidon cadre



Guidon papillon



Guidon corne de bœuf



Garde boue



Kit éclairage



Butée directionnelle



Système anti-équin



Canne à pousser



Porte canne



Réglage de la selle antéro-postérieur



Selle T0



Selle T1-2



Selle T3-4



Selle gel confort



Selle monocycle

Accessoires Tricycles

Accessoires pouvant varier selon les modèles. Reportez-vous à nos bons de commandes



Panier avant



Panier arrière



Dérailleur



Frein rétopédalage



Roue libre



Frein V-Brake



Frein disque




Différentiel


Caractéristiques dimensionnelles (cm)

TONICROSS

L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).



	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	61	61	67	67	77
Y	59	65	65	72	72	82
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR hors tout	94	115	126	140	160	160



	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A -Entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
B - Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
C -Course de réglage de la selle	9	7	12	18	24	24

* La mise en place du support d'appui-dos rallonge les côtes A de 3 cm

TONICROSS PLUS plié



	T1	T2	T3	T4	XL
Longueur	65	65	65	70	70
Largeur	50	50	60	60	70
Hauteur*	50	50	60	65	65

* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence