



Date :
 Nom de l'utilisateur :
 Code client :
 Cachet du distributeur :

Weely Essentiel

Equipement de série

Fauteuil confort avec **bascule d'assise à 20° assistée par vérin**, avec une inclinaison de dossier par vérins de 85° à 120°; longueur compacte, ajustable en largeur et profondeur.

- > **Châssis 6 roues** à propulsion par roues centrales
- > **Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm**
- > **Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions / Roues centrales à démontage rapide**
- > Palettes de repos jambes escamotables, **avec sangles talonnières**
- > **Appui-tête** inclinable
- > Frein à tirer allongé, et sangle de bassin ajustable par velcro
- > **Dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension**
- > Coussin d'assise galbé
- > Largeur d'assise ajustable de -3cm à +4cm
- > **Profondeur d'assise réglable en continu du 41cm à 51cm**
- > Hauteur sol / siège de 42cm, 45cm ou 48cm (voir matrice de réglage page 2)
- > Poids maxi utilisateur 140kg

- (a) **LPPR 4118193** : Fauteuil à dossier inclinable **603,65€**
 (b) **LPPR 4375116** : VHP, Propulsion manuelle, pliant, coussin de siège ou de dossier avec housse **34,90€**
 (c) **LPPR 4325302** : Appui-tête **63,41€**
 (d) **LPPR 4342654** : Repose jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées **105,76€**
 (e) **LPPR 1294653** : Coussin d'aide à la prévention d'escarres en mousse à mémoire de forme **69,00€**

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société Rupiani.

** Nécessite le choix d'un coussin de positionnement. La prise en charge du siège de série modulaire et évolutif nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

- (1) Incompatible avec l'option Tablette
 (2) Incompatible avec l'option Gouttière

			Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR*
			HT	TTC	
• Equipement standard	○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
FMW6016	WEELY ESSENTIEL : bascule manuelle à 20 degrés <input checked="" type="checkbox"/>		898.94	948.38	948,38 (a+2b+c+2d)
Largeur d'assise					
FMW6039	39 cm = Assise réglable de 39 à 44 cm (largeur hors-tout : 59 cm) <input type="checkbox"/>		○	○	
FMW6044	44 cm = Assise réglable de 44 à 49 cm (largeur hors tout : 64 cm) <input type="checkbox"/>		●	●	
FMW6049	49 cm = Assise réglable de 49 à 54 cm (largeur hors tout : 69 cm) <input type="checkbox"/>		○	○	
Coussins d'assise					
SAP50..	Coussin standard Galbé <input type="checkbox"/>		●	●	
SAP51..	Coussin viscoplat classe II a profondeur 45cm <input type="checkbox"/>		32.32	34.10	34.10 (e-b)

**RUPIANI***Mobilité et Posture vers l'autonomie...*


74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Web : www.rupiani.fr
Courriel : n.lafi@rupiani.fr

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR*
		HT	TTC	
• Equipement standard ○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard				
Accoudoirs				
FAW2020	Accoudoir Type E avec protège vêtement rembourré, réglable en hauteur	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW2050	Supplément pour Gouttière Gauche régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	131.33
FAW2051	Supplément pour Gouttière Droit régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1)	<input type="checkbox"/>	124.48	131.33
Repose Jambes et Repose Pieds				
FAW3052	Repose Pied Gauche Essentiel	<input type="checkbox"/>	○	○
FAW3053	Repose Pied Droit Essentiel	<input type="checkbox"/>	○	○
FAW3014	Repose Jambe Articulé Gauche Essentiel	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW3015	Repose Jambe Articulé Droit Essentiel	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW3080	Palette monobloc (incompatible avec les repose pieds)	<input type="checkbox"/>	123.93	130.75
FAW3085	Surpalette centrale OFFERTE	<input checked="" type="checkbox"/>	28.15	29.70
FAW3020	Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appui-mollets	<input type="checkbox"/>	17.07	18.01
Roues avant et arrière				
FAW5000	Roues 6'' x 1-1/4'' avec bandage	<input type="checkbox"/>	•	•
Roues centrales				
FAW5070	Roues rayonnées 22'' avec bandage, mains courantes aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW5075	Supplément pour roues rayonnées 22'' avec freins tambour Avec bandages, mains courantes aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée	<input type="checkbox"/>	362.00	381.91
Options supplémentaires				
FAW7010	Tablette amovible (2)	<input type="checkbox"/>	139.20	146.86
FAW7011	Support porte sérum	<input type="checkbox"/>	157.14	165.78
Options de siège				
FAW6010	Poignée pour inclinaison de dossier par l'utilisateur (1) (2)	<input type="checkbox"/>	70.69	74.58
FAW4010	Supplément pour Appui-tête avec oreillettes réglables	<input type="checkbox"/>	68.00	71.74
SAP3603	Cale tronc souple pour dossier Symbiose	<input type="checkbox"/>	104.74	110.50
SAP3601	Cale tronc rigide pour dossier Symbiose	<input type="checkbox"/>	157.54	166.20
TOTAL				

**Données Techniques**

Largeur d'assise	39 cm , 44 cm , 49 cm Réglables de -3cm à +4cm
Profondeur d'assise	De 41cm à 51 cm (réglage en continu)
Réglage antéro postérieur de l'assise	2 positions
Hauteur du dossier	De 54 cm à 68 cm
Bascule d'assise	De 0° à 20° (par vérin)
Inclinaison du dossier	De 85° à 120°
Largeur totale du fauteuil	Largeur d'assise maxi +19cm
Longueur totale du fauteuil sans repose jambes	95 cm
Longueur totale du fauteuil avec repose jambes	115 cm
Longueur du segment jambier	Réglable de 34 cm à 40 cm
Poids du fauteuil avec accessoires	33 kg
Poids maxi utilisateur	140 kg
Couleur du châssis	Blanc



Matrice pour le réglage de la hauteur Sol / Siège			
Diamètre de la Roue centrale	Position de la Roue centrale	Hauteur Sol / Siège (cm)	Position de la vis sur les Fourches avant / arrière
22"	1	42	Haut
22"	2	45	Intermédiaire
22"	3	48	Bas
24"	1	45	Intermédiaire
24"	2	48	Bas