



# ASSISTA-RAIL™

## BARRE DE MAINTIEN AU LIT FIXE

ASSISTA-RAIL™ est une barre de maintien qui vous apportera un soutien sûr et robuste. Elle s'installe facilement entre le matelas et le sommier.



Référence	Désignation	Poids supporté
HEAST-S-1	ASSISTA-RAIL™	136 kg

### Dimensions

#### Caractéristiques

Diamètre de poignée	3,20 cm
Largeur	43,80 cm
Hauteur	50,80 cm
Matériau	Alliage d'acier
Finition	Revêtement blanc antimicrobien (PCW)

