

V-Drive

Aide électrique pour votre
chaise roulante manuelle



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques V-Drive



largeur siège



vitesse max.



inclination max.



rayon d'action



puissance



batterie



pois



pois utilisateur

390 - 480	6 km/h	8°	ca. 15 km	150 W	2x12V/ 12Ah	21 kg	135 kg*
500 - 600 (version H.D.)				200 W (version H.D.)	2x12V/12Ah (version H.D.)	17,4 kg	200 kg* (version H.D.)

Dimensions en mm, poids en kg.

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm et 1,5 kg. * incl. fauteuil roulant

Confort

Le V-Drive rend les déplacements en fauteuil roulant très simples. En effet, l'accompagnateur se laisse guider par le V-Drive, pour qui monter des pentes ou passer des inégalités de terrain ne posent aucun problème.



La vitesse est réglable et progressive. Le V-Drive vous simplifie et vous rend agréable le déplacement d'une personne en fauteuil roulant.

Il existe 2 versions: la version standard pour les personnes jusque 135 kg et la version Heavy-Duty pour les personnes jusque 200 kg.

Montage - Démontage

Facile à monter, la commande s'installe au choix à gauche ou à droite.

Le démontage du V-Drive est spécialement prévu pour le transport en voiture. Celui-ci s'opère en quelques secondes, après avoir déconnecté les batteries et le système de propulsion.

De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser le V-Drive, une sangle est prévue sur le système, qu'il vous suffit d'attacher à la poignée du fauteuil.

Le **NOUVEAU** réglage en hauteur permet au moteur d'être positionné horizontalement.



VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques