


COUSSIN POLYFORM® P311C



Gel viscoélastique


COUSSINS & AIDES TECHNIQUES
À LA POSTURE ASSISE

► **DESCRIPTIF**
Coussin gel viscoélastique

► **INDICATIONS**
Catégorie d'indications 0

Coussin pour patients à **RISQUE NUL** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles).
Usage en association avec un véhicule pour personne handicapée, usage transitoire ou partiel du fauteuil chez une personne en bon état général.


► **MODÈLES DISPONIBLES**



POLYFORM® P311C



POLYFORM® percé P313C




SURFACE 100% IMPERMÉABLE.



HOUSSE IMPER-RESPIRANTE
(impermeabilisée et perméable à la transpiration)
→ Adaptée à l'incontinence.
→ Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.

GEL POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE À FORTE RÉTICULATION

→ Évite toute migration du gel prévenant ainsi tout phénomène de poinçonnement de la matière en regard des saillies osseuses.



2 VERSIONS DE HOUSSES DISPONIBLES Plus d'infos p. 51




Avec housse(s) POLYMAILLE®

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Face inférieure anti-dérapante

→ **REF** se terminant par **2HW** : coussin livré avec 2 housses



→ **REF** se terminant par **1HW** : coussin livré avec 1 housse



Avec housse soudée et sérigraphiée POLYMAILLE® HD

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Cousue et soudée, spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités

→ **REF** se terminant par **1HF** : coussin livré avec 1 housse



MODÈLE	REF +	TERMINAISON REF. (versions disponibles)						min - MAX
		2HW	1HW	1HF				
POLYFORM® P311C	P311C4040...	●	●	●	40 cm	40 cm	2,5 cm	40 - 120 kg
	P311C4543...	●	●	●	45 cm	43 cm	2,5 cm	40 - 140 kg
POLYFORM® percé P313C	P313C4040...		●		40 cm	40 cm	2,5 cm	40 - 100 kg

• Ce dispositif médical de Classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le **marquage CE**.



GARANTIE **2 ANS**



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Entretien housses POLYMAILLE®

