

GEMINO 60



// LES ROUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Ses grandes roues avant souples vous permettent de négocier pratiquement tous les obstacles avec aisance. Elles vous offrent un confort de marche – sur toutes les surfaces.



// CONÇU POUR UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE

Le cadre robuste, extra-large et long du Gemini 60 combiné à de larges roues assurent une excellente stabilité et sécurité, sur n'importe quel type de terrain.



// PLUS SPACIEUX

Le grand empattement de la base assure une stabilité maximale, tout en offrant un espace de marche supplémentaire et une assise spacieuse – disponible avec un sangle dorsale réglable. Appréciable pour vos pauses!



// MANIPULATION AISEE

Tous les modèles Gemini 60 sont adaptés à un usage intensif et supportent jusqu'à 150 kg (poids max. Utilisateur). Beaucoup de choses à transporter? optez pour son panier souple très solide pouvant supporter jusqu'à 10 kg.



GEMINO 60

LE COMPAGNON DES GRANDS ESPACES

Let's go! **Gemino 60** est le compagnon idéal des grands espaces – léger et solide comme un roc! Avec ses grandes roues souples, le design de ce rollator vous permet de marcher confortablement et en toute sécurité, même sur les terrains accidentés. Flâner dans les rues pavées de la vieille ville, apprécier une ballade en forêt ou négocier des trottoirs autour de chez soi? Tout sera tellement plus facile avec le robuste **Gemino 60**!

Le **Gemino 60** est conçu pour une utilisation extérieure active et supporte sans problème un poids supplémentaire.

Un autre atout de taille, il se plie et se range en un clin d'oeil dans le coffre de la voiture. **Gemino 60** - restez actif et profitez d'un confort ultime, partout où vous allez!





// PARAPLUIE

Même par temps de pluie vous pouvez sortir grâce à ce parapluie réglable en hauteur et qui vous permet de garder les deux mains sur les poignées du rollator .



// SANGLE DORSALE*

Confortable et sécurisante pour vous adosser une fois assis. Inutile de la retirer quand vous pliez votre Gemini.



// SANGLE DORSALE CONFORT & REGLABLE**

Pour encore plus de confort, optez pour cette large sangle rembourrée. Facile à régler, se plie facilement avec le rollator



// PLATEAU AMOVIBLE

Idéal pour transporter des petits objets ou une boisson (support gobelet inclus) tout en conservant les deux mains sur le rollator.



// PORTE-CANNE

Gardez votre canne ou votre béquille à portée de main. Facile à installer et accessible à tout moment.



// SAC POUR BOUTEILLE A OXYGENE***

Sac avec bandoulière pour le transport sécuritaire des bouteilles d'oxygène.



// FREIN DE RALENTISSEMENT

Procure une résistance supplémentaire pour ralentir la vitesse de marcher et vous aider à marcher à un rythme régulier. Degré de résistance réglable selon vos souhaits - fonction simple à activer et à désactiver.



// FIXATION UNIVERSELLE

Convient pour le montage de tous vos accessoires personnels.



// LUMIÈRE

Garantit que vous êtes bien visible dans l'obscurité.



// TIGE PORTE-SERUM

Réglable en hauteur et en angle.



// FREIN UNILATERAL

Confort et sécurité d'une seule main.




// KIT FREIN INVERSÉ

Le rollator s'arrête immédiatement de bouger quand le frein est relâché.



// TIGE STABILISATRICE

Sentiment de sécurité accru, facile à enlever pour le transport. Disponible uniquement pour les modèles Gemini 30 et Gemini 60 Walker



Freinage automatique lors d'accélération soudaine

// SPEEDCONTROL

Le système innovant SpeedControl se distingue par ses 3 niveaux de freinage pouvant s'ajuster à vos besoins. Quand vous accélérez, les freins centrifuges intégrés aux roues arrière s'activent automatiquement. Naturellement, vous ne ressentez aucune résistance lorsque vous marchez lentement ou abordez une pente. SpeedControl favorise un rythme régulier, veille à ce que vous marchiez confortablement, à proximité du rollator et évite qu'il ne s'éloigne pas de vous!.

* Vérifier la disponibilité selon le modèle

** Non disponible pour Gemini 30/30 M Walker

*** Non disponible pour Gemini 60 M.



GUIDE DE CHOIX



GEMINO 20

Rollator léger aux grandes fonctionnalités



Usage intérieur et extérieur

Utilisation quotidienne



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Convient aux enfants



GEMINO 30

GEMINO 30 Carbon

La référence 100% rollator. Design primé, il combine une grande maniabilité à l'intérieur et de très bonnes performances à l'extérieur. Nombreux coloris et accessoires.



Usage intérieur-extérieur, surtout en ville

Utilisation quotidienne



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Convient aux enfants



Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur



Personnalisation possible grâce à de nombreux coloris anodisés et une large gamme d'accessoires



Grande légèreté
Version en carbone :
5,4 (M) / 5,6 kg
Très facile à soulever et à transporter



GEMINO 60

Conçu pour tous types de terrain et un usage intensif. Léger, solide comme un roc. Tous les atouts du Gemino 30 et plus encore.



Usage principalement en extérieur, également sur terrain irrégulier, usage occasionnel en intérieur

Utilisation active



150 kg
150 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Châssis large et long pour une excellente stabilité



Roues larges et souples pour un confort de conduite supérieur. Franchissement aisé de la majorité des obstacles



Assise large



Panier robuste pouvant supporter jusqu'à 10 kg

DONNEES TECHNIQUES



		GEMINO 20			GEMINO 30 / GEMINO 30 Carbon			GEMINO 60	
		20	20M	20S	30	30M	30S*	60	60M
DIMENSIONS									
Poids maximum Utilisateur	kg	150	130	125	150	130	125	150	150
Taille recommandée Utilisateur	cm	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170
Capacité de charge max du panier	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Longueur totale ●	cm	65	65	68	65	65	68	74	74
Largeur totale ●	cm	60	60	55	60	60	55	64	64
Poids total sans panier (avec panier)	kg	7.1 (7.3)	7.0 (7.2)	6.6 (6.8)	7.1 (7.4) 5.6 (5.9) Carbon	7.0 (7.3) 5.4 (5.7) Carbon	6.6 (6.8)	8.5 (8.8)	8.2 (8.5)
Largeur entre poignées ●	cm	47	47	42	47	47	42	51	51
Hauteur d'assise D	cm	62	55	48	62	55	48	62	53
Hauteur totale E	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88	65 - 77	76-95	73 - 83
Hauteur totale rollator plié	cm	80	76	69	80	76	69	84	80
Longueur totale rollator plié	cm	65	65	68	65	65	68	74	74
Largeur totale rollator plié	cm	23	23	23	23	23	23	23	23
Diamètre roues avant F	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	28 x 4.2	28 x 4.2
Diamètre roues arrière G	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
PERFORMANCE									
Rayon de giration	cm	84	84	79	84	84	79	95	95
COLORIS									
Gris argenté		√	√	√	√	√	√	√	√
Champagne					√*	√*			
Bleu Sapphire					√*	√*	√		
Violet					√*		√		
Vert pomme					√*	√			
Noir					√*				
Rouge Scarlett					√*	√*			
CERTIFICATS									
CE		√	√	√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3									

* Non disponible en version Gemini 30 Carbon.