

LES ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES

Pour Def-i et Auto-Def			Pour Def-NSI et Auto-NSI		
Désignation	Référence / Code ACL	Photo	Désignation	Référence / Code ACL	Photo
Batterie de rechange (non rechargeable)	CC 801 0010 ACL 34010 203 321 6 9		Batterie de rechange haute capacité (non rechargeable)	CC 801 0200 ACL 34015 203 290 3 4	
Paire d'électrodes adultes	CC 801 0130 ACL 34010 203 334 0 1		Paire d'électrodes adultes	CC 801 0300 ACL 34010 203 312 7 8	
Paire d'électrodes pédiatriques - de 8 ans & - de 25 kg	CC 801 0030 ACL 34010 203 335 7 9		Paire d'électrodes pédiatriques - de 8 ans & - de 25 kg	CC 801 0400 ACL 34010 203 313 3 9	
Armoire murale d'intérieur avec alarme 34 x 32,5 x 17,5 cm	CC 801 0060 ACL 34010 203 332 8 9		Armoire murale d'intérieur avec alarme 34 x 32,5 x 17,5 cm	CC 801 0060 ACL 34010 203 332 8 9	
Sacoche de transport	CC 801 0040 ACL 34010 203 318 5 8		Sacoche de transport	CC 801 0100 ACL 34010 203 317 9 7	
Support mural avec sangles	CC 801 0050 ACL 34010 203 333 4 0		Support mural	CC 801 0600 ACL 34010 203 316 2 9	
Contrat de maintenance	Def-i : CC 801 9900 Auto-Def : CC 802 0100		Contrat de maintenance	Def-NSI : CC 802 0000 Auto-NSI : CC 802 0000	
Signalétique murale DAE 21 x 30 cm	CC 801 0150 ACL 34010 203 331 1 1		Signalétique murale DAE 21 x 30 cm	CC 801 0150 ACL 34010 203 331 1 1	
Kit Signalétique 4 autocollants	CC 801 0170 ACL 34010 203 329 7 8		Kit Signalétique 4 autocollants	CC 801 0170 ACL 34010 203 329 7 8	
Kit Signalétique 4 plaquettes PVC	CC 801 0160 ACL 34010 203 330 5 0		Kit Signalétique 4 plaquettes PVC	CC 801 0160 ACL 34010 203 330 5 0	
Logiciel et adaptateur infrarouge (sur commande)	CC 801 0080 ACL 34010 203 327 4 9		Carte SD 2 GB pour transfert de données	CC 801 0500 ACL 34015 203 315 6 3	

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

CE 2460 pour Def-i / Auto-Def / Def-NSI CE 0470 pour Auto-NSI

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tél. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
www.drivedevilbiss.fr



Gamme de défibrillateurs
COLSON®



- Automatiques ou semi-automatiques
- Fonctions «intelligentes» intégrées

Chaque jour, nous améliorons votre vie

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE *Auto-Def*



DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE *Def-i*



Caractéristiques techniques *Auto-Def* et *Def-i*

- Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).
- Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
- **Puissance maximale de 200 Joules pour une charge de 50 Ohms.**
- Temps de charge : 10 secondes.
- Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation).
- Batterie 12 V / 4,2 A.
- Acquisition ECG sur dérivation II.
- Dimensions des dispositifs : 22 x 28 x 8 cm
- Poids des appareils avec batterie : 2,2 kg.

Maintenance :
contactez-nous pour toute information sur nos contrats de maintenance.

Délivrance des chocs jusqu'à 200 Joules



Auto-Def et Def-i sont conformes aux exigences de la réglementation applicable.

- * Garantie : 5 ans (hors électrodes et batterie).
- Référence Auto-Def : CC 801 1010 / ACL 34015 475 757 9 7
- Référence Def-i : CC 801 0000 / ACL 34010 956 898 9 2

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE *Auto-NSI*



DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE *Def-NSI*



Caractéristiques techniques *Auto-NSI* et *Def-NSI*

- Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).
- Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
- Puissance maximale de 150 Joules pour une charge de 50 Ohms.
- **Temps de charge : moins de 10 secondes.**
- Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation).
- Batterie 12 V / 4,2 A, haute capacité (200 chocs, lithium/dioxyde de manganèse).
- Dimensions des dispositifs : 26 x 25,5 x 7 cm.
- Poids des appareils avec batterie : 2,4 kg .

Maintenance :
contactez-nous pour toute information sur nos contrats de maintenance.

Fonctions intelligentes intégrées



Auto-NSI et Def-NSI sont conformes aux exigences de la réglementation applicable.

- * Garantie : 5 ans (hors électrodes et batterie)
- Référence Auto-NSI : CC 801 3000 / ACL 34015 475 757 9 7
- Référence Def-NSI : CC 801 1000 / ACL 34010 206 495 5 7