

FORTE TAILLE EXTRA LARGE XXL

POINTS FORTS

- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
- 2 Boudins latéraux sur la partie basse du dossier pour un meilleur maintien lombaire.
- Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)
- Pour modèle XXL équipé d'un vérin dédié au dossier : possibilité d'extension de repose pieds (explications page 21)



Equipé de 2 moteurs accouplés au niveau de l'assise pour supporter un poids plus important. Dans cette configuration, le fauteuil fonctionne comme un fauteuil releveur 1 moteur. Vous apprécierez la version équipée d'un vérin supplémentaire spécifique dédié au dossier pour un fonctionnement du dossier indépendamment du repose pieds. Dans cette version, il fonctionne comme un 2 moteurs "standard" (sans la position "lit").

70 cm de largeur d'assise et porte jusqu'à 227 kg



FORTE TAILLE 3 MOTEURS XXXL




Télécommande XXL et XXXL avec vérin supplémentaire spécifique au dossier pour un fonctionnement dissocié du dossier et du repose pieds

73 cm de largeur d'assise et porte jusqu'à 272 kg


Equipé de 3 moteurs (2 moteurs accouplés au niveau de l'assise pour supporter un poids plus important et un moteur pour le dossier), il fonctionne comme un 2 moteurs, sans aller jusqu'à la position lit.

VELOURS «SOFT TOUCH»
R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)




Bronze R++
(REF. 1581) 2 MOTEURS


Taupe R++
(REF. 1552) 1 MOTEUR
(REF. 1582) 2 MOTEURS



Télécommande pour modèle sans vérin spécifique de dossier




VELOURS «SOFT TOUCH»
R++ (EXPLICATIONS P6)



Bronze R++
(REF. 1601)

Taupe R++
(REF. 1602)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm (2 moteurs)



• Ecartement du mur : 46 (63.5) cm




Fabriquée aux U.S.A. depuis 1985

GARANTIE GOLD

(explications p2)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm



• Ecartement du mur : 54 cm

TECHNOLOGIE SMART TECH (explications p5)
INTÉGRÉE