



CONFORT PLUS™ CHAUFFANT MASSANT

Fonction massage par vibrations

**MASSANT
& CHAUFFANT**



Zones de massage assise et bas du dossier



Zone de chauffage bas du dossier




(explications p2)



Fabriqué aux U.S.A. depuis 1985

VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)



Marron R++
(RÉF. 1160V)

Merlot R++
(RÉF. 1153V)

Taupe R++
(RÉF. 1152V)



(explications p12)

TECHNOLOGIE **SMART TECH** (explications p5)
INTEGRÉE

- Inclinaison maxi du dossier : 174°
- Ecartement du mur : 61 cm

POINTS FORTS

- Toutes les caractéristiques du Confort Plus 2 moteurs (explications p18)
- Velours «soft touch» Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)

2 TÉLÉCOMMANDES

- 1 pour les mouvements du fauteuil releveur et 1 pour la fonction massant et chauffant
- 1 zone de chauffage : bas du dos
- 2 réglages d'intensité de chaleur
- Massage par vibrations
- 2 zones de massage pouvant être sélectionnées indépendamment : bas du dos (lombaires) et assise.
- 2 programmations de durée : 15 ou 30 minutes
- 3 réglages : intensité, vitesse, fréquence
- 3 types de massage : par ondes/vagues, par alternance ou en continu.




VOUS APPRÉCIEREZ

Les fonctions massant et chauffant peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment l'une de l'autre.




POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm



TAILLE



> 1.60m
à 1.80m
Max 170kg