

FAUTEUIL DE PODOLOGIE A HAUTEUR FIXE

52007



CARACTÉRISTIQUES :

- Fauteuil de podologie à hauteur fixe : 67 cm
- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
- Sellerie confortable, sans coutures apparentes, mousse épaisseur 5 cm largeur 550, 5 coloris au choix gamme ECOMAX classé M2
- Réglage du dossier en toutes positions par 2 vérins à gaz
- Réglage des jambières en toutes positions par systèmes mécaniques autobloquants
- Les jambières peuvent être mises en position verticale
- Equipé d'une paire d'accoudoirs réglables
- Position de Trendelenburg
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique

OPTIONS :

- **ACC125** : Porte rouleau draps d'examen