

# Normandie

Fauteuil de repos



**VERMEIREN**  
we care for you



## Normandie

### Confortable et Design

Le Normandie est un fauteuil confortable au design moderne qui s'intégrera parfaitement à l'intérieur d'un domicile ou d'une collectivité.

Avec son dossier inclinable à 45° et un repose-jambes à inclinaison automatique, le Normandie procure un confort optimal tout au long de son utilisation, même de longue durée. Son châssis en métal lui assure une stabilité maximale lors des transferts.

Le stockage et le transport du Normandie sont facilités grâce au démontage facile du dossier qui le rendent plus compact.

### Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Nous proposons plusieurs coloris et options pour adapter le Normandie à vos besoins, à votre intérieur et à vos goûts. Parmi les options figurent un porte-serum ou encore une tablette.



Dossier démontable



Normandie avec porte-serum et tablette



Barre de poussée

Accoudoirs ajustables

Poignée d'inclinaison

Accoudoirs en position basse pour les transferts

## Languedoc

### Confort et simplicité

Le Languedoc est un fauteuil de repos sans repose-jambes. Il combine les caractéristiques du Normandie et son design moderne tout en étant plus économique.

Avec les petites roues arrières, le fauteuil est facilement transportable. Avec son dossier inclinable à 45° et ses accoudoirs ajustables, le Languedoc s'adapte à chaque utilisateur pour offrir le maximum de confort.

Disponible en plusieurs coloris.



# Normandie - Languedoc

## Options



**B12 - Tablette**



**B22 - Plot d'abduction  
(taille M ou L)**



**B52 - Porte-serum**



**M - Manchette  
de prélèvement**

## Coloris



**GS - Cuir artificiel  
gris**



**BR - Cuir artificiel  
brun**



**37- Cuir artificiel  
bleu**



**33 - Cuir artificiel  
lavande**



**ZW - Cuir artificiel  
noir**

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	685 mm
■ Hauteur totale	1200* / 1205** mm
■ Longueur totale	860 mm
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur accoudoirs	150 - 210 mm
■ Angle du dossier	13° - 45°

■ Hauteur d'assise	500* / 520** mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Profondeur siège	480 mm
■ Poids Normandie	27,8* / 29,15** kg
■ Poids Languedoc	22,4* / 23,75** kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

\* sans roues / \*\* avec roues

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

## VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

