

FAUTEUIL MANUEL TIM

Adaptable, nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Personnalisable, choisissez piétements et accoudoirs

Facile d'utilisation, positions programmées manuellement

Le TIM est un fauteuil manuel de repos adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le TIM est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.



T I M



DIMENSIONS TIM

| | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | PROFONDEUR |
|---------------|----------|---|---------|------------|
| HORSTOUT | 180 cm | 72 cm 80 cm (avec accoudoirs aluminiums) | 118 cm | 88 cm |
| ASSISE | | 55 cm | 45 cm | 50 cm |
| REPOSE-JAMBES | 40 cm | 55 cm | | |
| DOSSIER | 80 cm | 58 cm | | |
| REPOSE-TÊTE | | 55 cm | | |

CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 130 Kg



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil manuel avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.

- Relève-buste et repose-jambes synchronisés jusqu'à la position confort.
- Le relève-buste s'incline indépendamment jusqu'à la position de récupération.
- Châssis en tube d'acier renforcé
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- Assise sur ressorts hélicoïdaux
- Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité
- Accoudoirs confortables amovibles
- Revêtement M2 non feu
- Assise frontale
- Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise
- Chassis tubulaire : Avant : 2 patins réglables, Arrière : 2 roulettes à freins (Ø50 mm)



Chassis tubulaire : Avant : 2 patins réglables, Arrière : 2 roulettes à freins (Ø50 mm)

Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise



Accoudoirs confortables amovibles



Relève-buste et repose-jambes synchronisés

T I M



Appui-tête orientable par système à crémaillère



Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité



Revêtement M2 non feu

Revêtements Simili : VALENCIA M2

APAISANT



RAFRAICHISSANT



ÉNERGISANT



Composition : Vinyl / Urethane Topcoat
 Epaisseur : 1,1 mm
 >300.000 cycles Martindale
 Finitions anti-tâches et résistant
 aux tâches de sulfure
 Efficace contre les bactéries
 Sans Phtalates
 Finition antistatique



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort,ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

TIM



A C C E S S O I R E S

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|-----------|--|
| FA007 | Lampe de lecture + Port USB |
| FA021 | Accoudoirs aluminium fixes |
| FA025 | Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm |
| FA030 | Piètement étoile : 3 roues à freins + 2 patins fixes à l'avant |
| FA019 | Piètement socle en inox Ø 690 mm |
| FA031 | Coussin cylindrique de calage de la nuque |
| FA034 | Protection crystal pour relève-jambes |



ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB
FA007



Accoudoirs aluminium fixes
FA021



Coussin cylindrique de
calage de la nuque
FA031



Piètement tubulaire avec 4
roulettes à freins indépendants
Ø50mm
FA025



Piètement socle en inox
Ø 690 mm
FA019



Piètement tubulaire 2
roulettes arrières + 2 patins
avant
FA030



Protection crystal pour
relève-jambes
FA034

