

Permobil

Progeo Exelle Vario



Aluminium



Pliable



Réglable

permobil

Repliement extrêmement compact avec repose-pieds escamotables pour faciliter les transferts

Les fauteuils roulants Exelle de Progeo sont légers avec un châssis pliant et différentes options pour répondre à vos besoins. Maniable, compact et facile à ranger, le fauteuil Exelle est une solution adaptable et polyvalente pour les utilisateurs actifs et moins actifs.

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants manuels actifs qui souhaitent un fauteuil spécialement conçu pour s'adapter à l'évolution des compétences de conduite ou des besoins posturaux.



Progeo Exelle Vario

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 41 à 56 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 51 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 27 à 51 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 30 à 54 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	Standard 95° - 110° - 120° Élévation du repose-jambes 100° - 180°
Longueur totale	98 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Encombrement	26 cm env. (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	Standard 90° Dynamic 2.0: 81° à 99° (réglable)
Déclive	Standard 0° - 1,5° - 3° Dynamic 2.0: 0° - 1,5° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	8,1 kg env.
Poids du fauteuil roulant	10,7 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements*

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET

BLEU
DE CHINE

ARGENT
VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.