

Permobil

Progeo Exelle



Aluminium



Pliable



Réglable

permobil

Un fauteuil roulant pliant compact, léger, fiable et maniable

Les fauteuils roulants Exelle de Progeo sont légers avec un châssis pliant et différentes options pour répondre à vos besoins. Maniable, compact et facile à ranger, le fauteuil Exelle est une solution adaptable et polyvalente pour les utilisateurs actifs et moins actifs.

Pour les utilisateurs actifs et moins actifs en fauteuil roulant manuel qui sont prêts à passer d'un fauteuil de base à un fauteuil leur permettant d'améliorer leurs compétences de conduite.



Progeo Exelle

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 41 à 56 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 51 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 32 à 51 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 30 à 54 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	100° - 110°
Longueur totale	90 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Encombrement	26 cm env. (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	Standard 90° Dynamic 2.0: de 81° à 99° (réglable)
Déclive	Standard 0° - 1,5° - 3° Dynamic 2.0: 0° - 1,5° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	7,4 kg env.
Poids du fauteuil roulant	10 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements*

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET

BLEU
DE CHINE

ARGENT
VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.