

Permobil

Panthera X



permobil

Robuste et léger pour une maniabilité maximale

Conçu pour les utilisateurs chevronnés qui ont besoin d'un dispositif de mobilité dynamique qui s'adapte à leur mode de vie très actif, le Panthera X est l'un des fauteuils roulants les plus légers au monde, pesant 2,1 kg.

Avantages principaux :

- Ultra-léger
- Châssis extrêmement robuste
- Extrêmement maniable
- Transport facile
- Adaptable selon le confort voulu



Caractéristiques

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm
Profondeur d'assise	35 - 46 cm
Hauteur d'assise	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)
Inclinaison de l'assise	7 °
Longueur totale	82,5 cm
Largeur totale	53,5 - 56,5 - 59,5 - 62,5 - 65,5 cm
Inclinaison du dossier	11,5 ° - (-7,5 °)
Distance du repose-pied	35 - 43 cm
Carrossage	2,2 °
Poids sans roues arrière	2,1 - 2,3 kg
Poids du fauteuil roulant	4,4 - 4,6 kg
Matériau (châssis)	Fibre de carbone
Matériau (garnitures)	Polyester enduit de polyuréthane

Personnalisez vos déplacements

CARBON
FIBRE

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.

permobil

permobil.fr



PANTHERAXDATASHEETFR230523