



Le Panthera X est le fauteuil roulant le plus léger du monde. Le châssis et le dossier sont tous deux fabriqués en fibre de carbone. Le Panthera X est un fauteuil roulant conçu pour les

utilisateurs expérimentés et actifs qui peuvent manier un fauteuil roulant légèrement équilibré, sans dispositif anti-basculement ; ce dispositif n'est pas proposé en option.

Grâce à une technologie innovante, les fibres de carbone sont disposées afin que la structure soit incroyablement résistante et extrêmement légère.

Par conséquent, le Panthera X est d'un maniement agréable et aisé ; la plupart des personnes peuvent le mettre dans une voiture d'une seule main. Le Panthera X est équipé d'un essieu arrière fixe. Le fauteuil est équilibré à l'aide des quatre positions le fixant au châssis arrière. L'angle du dossier est réglable. La hauteur du dossier peut être réglée entre 22 et 35 cm en incréments de 1 cm.

Version standard

- Châssis en fibre de carbone
- Mains courantes en aluminium 7075
- Roues arrières Spinergy X de 24"
- Mains courantes en aluminium 7075
- Équilibrage avec 4 positions
- Essieu arrière en fibre de carbone
- Roulettes pivotantes de 3"
- Dossier en fibre de carbone avec angle continuellement réglable
- Garniture de dossier, réglable
- Garniture d'assise, réglable
- Frein à une main X
- Sangle appui-mollet
- Kit d'outils
- Instructions d'utilisation

Dimensions du Panthera X

Largeur de l'assise :	33, 36, 39, 42 et 45 cm
Hauteur du dossier :	22 – 35 cm
Hauteur de l'assise, arrière :	43 cm
Hauteur de l'assise, avant :	+47 cm
Profondeur de l'assise :	35 – 46 cm (réglable)
Angle de l'assise :	7 degrés
Longueur totale :	82,5 cm
Hauteur totale :	69 cm
Largeur totale :	largeur de l'assise + 20 cm
Poids max. de l'utilisateur :	100 kg



Poids du Panthera X

Largeur de l'assise	Poids total	Poids de transport
33 cm	4 400 g	2 100 g
36 cm	4 450 g	2 150 g
39 cm	4 500 g	2 200 g
42 cm	4 550 g	2 250 g
45 cm	4 600 g	2 300 g

