

Permobil


Progeo Ego Carbon



Carbone



Pliable



Réglable

permobil

Compact et pratique grâce à la maniabilité d'un châssis rigide

Les fauteuils roulants Progeo Ego sont conçus pour offrir une combinaison impressionnante de performances et d'expérience de conduite d'un châssis rigide en y ajoutant la praticité et les dimensions compactes d'un fauteuil roulant pliant.

Pour les utilisateurs actifs de fauteuils roulants manuels qui recherchent un châssis pliant offrant la sensation d'une conduite rigide, ainsi que l'esthétique spectaculaire et la durabilité légère de la fibre de carbone.



Progeo Ego Carbon

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 45 à 53 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 46 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 33 à 49 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	90°
Longueur totale	82 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec décline de 0°)
Inclinaison du dossier	De 78° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Décline	0° - 2°
Poids sans roues arrière	À partir de 7,2 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 9,8 kg env.
Poids maximum	125 kg

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Personnalisez vos déplacements*

NOIR CIRÉ

VERT LEMON

ROUGE BRILLANT

BLEU DE CHINE

ARGENT VIF

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.