

Permobil

# Progeo Joker Energy



Aluminium



Rigide



Poids réduit



Sur mesure

permobil

# Châssis compact et sur mesure, fabriqué spécialement pour VOUS

La gamme Joker associe un châssis rigide élégant à des détails pratiques. La forme et la fonction sont adaptées pour répondre à vos besoins de mobilité sans compromettre votre sens du style.

Conçu sur mesure pour les utilisateurs actifs expérimentés pour lesquels les ajustements sont inutiles car ils savent ce qu'ils attendent d'un fauteuil roulant. Une conception épurée au maximum pour répondre à vos besoins sans ajout de poids inutile.



## Progeo Joker Energy

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 36 à 54 cm (sur mesure) À l'arrière de 36 à 52 cm (sur mesure)
Distance repose-pieds	De 35 à 54 cm (sur mesure)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	Sur mesure
Longueur totale	82 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec décline de 0°)
Inclinaison du dossier	De 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Déclive	0° - 2° - 4° - 8° - 12°
Poids sans roues arrière	À partir de 4,7 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 7,3 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements\*

NOIR  
OPAQUE

BLANC  
PERLÉ

ORANGE  
MATTE

BLEU  
BRILLANT

ARGENT  
VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. \*Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.