

Permobil


Progeo Tekna Tilt 2.0



Aluminium



Pliable



Réglable



Bascule
d'assise

permobil

Un fauteuil roulant pliant, léger et compact

Fauteuil roulant inclinable polyvalent offrant de nombreuses options d'assise et de positionnement, ainsi qu'un pliage compact pour le transport et le stockage.

Pour les utilisateurs de fauteuil roulant ayant des besoins d'assise et de positionnement différents. Le fauteuil Tekna Tilt 2.0 peut être équipé de petites ou grandes roues arrière, ainsi que d'un frein à tambour.



Progeo Tekna Tilt 2.0

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Hauteur d'assise	De 42 à 48 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 27 à 46 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 35 à 55 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	Standard 95° - 110° - 120° Elévation du repose-jambes de 100° à 180° (réglable)
Longueur totale	95 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 21 cm
Encombrement	33 cm env.
Inclinaison du dossier	De 78° à 90° par rapport à l'assise (réglable)
Bascule d'assise	0° - 7.5° - 15° - 22.5° - 30° - 37.5° - 45° (réglable)
Poids sans roues arrière	À partir de 15 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 22 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements*

NOIR
OPAQUE

VERT
LEMON

VIOLET

BLEU
DE CHINE

ARGENT
VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.