

Deux NOUVEAUX
fauteuils avec
NOUVEAUX
DOSSIERS et COUSSINS
JAY SYNCRA !



Q700-UPM

Q700-UPF

SEDEO PRO ADVANCED UP

COUCHÉE



RELAX



LIFTÉE



ASSISE



TRANSFERT



DEBOUT



PERFORMANCES DES BASES MOTRICES

BASE 6 ROUES MOTRICES CENTRALES - Q700 M

- Rayon de giration réduit, meilleure performance intérieure
- Conduite intuitive, tourne sur lui-même
- Technologie anti-pitch, limite l'effet de tangage
- Traction optimale, poids sur les roues motrices

BASE 4 ROUES, TRACTION - Q700 F

- Grande maniabilité, encombrement faible
- Stabilité optimale
- Traction augmentée, centre de gravité sur les roues motr
- Confort de conduite, suspensions indépendantes

BÉNÉFICES CLEFS DE LA VERTICALISATION

- Soulage de manière régulière la pression, réduit les risques d'escarre
- Bénéfices psycho-sociaux
- Améliore l'amplitude des mouvements, réduit le risque de contracture
- Favorise les fonctions des organes vitaux
- Améliore la santé des os ...

COUSSIN & DOSSIER SYNCRA

Exclusivement conçu pour SEDEO® PRO ADVANCED

COUSSIN SYNCRA

- S'adapte aux mouvements du bassin lors de l'inclinaison
- Gouttière fémorale profonde
- Insert mousse visco ou insert fluide JAY avec technologie JAY Cryo



DOSSIER SYNCRA

- Réglage indépendant: largeur et hauteur
- Bord inférieur échancré: meilleure posture pendant l'inclinaison
- Housse esthétique et confortable



«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation.»

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO ADVANCED UP



DONNÉES TECHNIQUES

CE
Crash test selon ISO 7176-19

	Q700-UP M Q700-UP F
Poids max. Utilisateur	120 kg
Largeur d'assise réglable	400 - 500 mm
Profondeur d'assise réglable	400 - 540 mm
Hauteur d'assise	450 - 480 mm
Inclinaison de dossier	85° - 175°
Bascule d'assise arrière	0° - 20°
Motorisation	6 km/h 8 km/h 10 km/h
Franchissement	75 mm (Q700-UP M) 70 mm (Q700-UP F)
Batteries	60 Ah 80 Ah
Autonomie (ISO7176-4)	40 km



www.SunriseMedical.fr



Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél : 02 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr