

# CARACTÉRISTIQUES

## Fauteuil releveur

### • Couette Cocoon

- Accueil ultra moelleux
- Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées
- Allègement des points de pression

### • Modules de couettes lavables et/ou remplaçables

### • 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise modulables

- Largeur : 44 ou 50 cm
- Profondeur : 45 ou 55 cm

### • Hauteur sol / assise : 45 cm

### • Accoudoirs escamotables et/ou amovibles

Possibilité aisée de transfert (gauche et droit)

### • Options disponibles

- Kit mobilité (déplacement sans patient)
- Tablettes (réversible)
- Porte-revues (réversible)
- Kit d'accès soulève-patient (pieds de 6 ou 13 cm)
- Protection de tête

### • Garanties

- Vérin électrique : 5 ans
- Mécanique : 2 ans avec possibilité d'extension à 5 ans

### • Poids maximum : 160 kg

### • Dimensions hors-tout :

H.108,5 x L.93 x P.90 cm

Pas de possibilité de prise en charge sauf MDPH

#### Mobilité

☆☆☆☆☆

#### Se relever sans effort

★★★★★

#### Autonomie électrique

★★★★★

#### Bien-Etre & Confort

★★★★★

# Le Cocoon

## — Electrique 1 moteur —

Le fauteuil COCOON est un fauteuil releveur électrique et ultra confortable, multi-positions qui facilite l'accès aux soins et les transferts (et son nettoyage).

Le COCOON peut s'utiliser aussi bien à domicile qu'en collectivité, du fait de son revêtement aux Normes Feu et à son nettoyage aisé.

Il est constitué de couettes zippées amovibles et lavables à 30° (possibilités de remise en état à coûts réduits).

Ce fauteuil releveur électrique est doté d'accoudoirs amovibles et / ou escamotables afin de faciliter les transferts (fauteuil évolutif en cas d'évolution de pathologie).

Le COCOON à l'esthétique soignée est un produit, exclusif sur le marché, de conception et de fabrication Française.

**2 Design disponibles :** Génération 1 & Génération 2.

## Coloris

Revêtements **PU** Imperméable 



Chocolat



Taupe




Citron



Framboise



Pistache



Réglisse

Revêtements **PVC/PU** Imperméable 

Revêtements polyester **Velours** déperlant



Marron



Grège

**Tissu** Chiné



Gris

## Options



Kit mobilité



Kit accès soulève-patient



Protection de tête



Porte-revue



Tablette



Pillow

*Génération 1*



Brevets déposés

Finition polyester Velours Marron et polyester Tissus Gris Chiné

*Génération 2*

*Reclon*