

Permobil

# Progeo Duke

Le choix du carbone pour une performance unique



Carbone



Rigide



Poids réduit



Réglable

permobil

# Personnalisé avec une marge de manœuvre pour les réglages

Progeo Duke est un fauteuil roulant rigide en carbone doté d'un châssis avant fixe qui offre des possibilités de réglages de l'assise et de la performance de conduite. La partie avant fixe et le carbone améliorent la maniabilité, permettant ainsi des déplacements avec plus de robustesse et d'agilité. Le fauteuil Progeo Duke constitue la solution idéale pour les utilisateurs qui privilégient les avantages du carbone.



## Progeo Duke

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 44,5 à 53 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 46 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 33 à 49 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	90°
Longueur totale	85 cm env. (configuration standard)
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	De 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Déclive	0° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	À partir de 5,2 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 7,8 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements\*

NOIR  
OPAQUE

VERT  
LEMON

VIOLET

BLEU  
DE CHINE

ROUGE  
BRILLANT

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. \*Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.