

									
630 680 730	400-450 450-500 500-550	460/495/530	990-1060	550-585	0°-21°	0°-54°	460-520	1010-1050	135

Dimensions en mm, poids en kg • Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15mm, 1,5kg et 1,5°

Quelques options disponibles :

Pour d'avantage d'options consultez le bon de commande sur www.vermeiren.fr



Tablette
(2 modèles disponibles)



T30 (Kit Poussette)



Manchettes gouttières
(plusieurs modèles disponibles)



Cale-tronc
(disponibles en 2 tailles)

Prescription médicale :

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier inclinable.

Vermeiren INOVYS Code LPP : 9110240

+ 1 coussin de siège Code LPP : 9322366 ou coussin anti escarres code LPP 1231233/1262713

+ 1 coussin de dossier Code LPP : 9322366

+ 1 appui tête Code LPP : 9322290

+ 2 repose-jambes articulés Code LPP : 9322337

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur :

VERMEIREN
we care for you*

www.vermeiren.fr



*nous prenons soin de vous

photos non-contractuelles • codes LPP donnés à titre indicatif



INOVYS II
Evo



LE PREMIER DOSSIER AU GALBE AJUSTABLE !!

réglage sur 4 cm de chaque côté !!



Réglage vers l'extérieur

desserez la vis du haut ①

réglez en serrant ou desserrant la vis du bas ②

verrouillez la position en resserrant la vis du haut ①

Réglage vers l'intérieur

desserez la vis du bas ②

réglez en serrant ou desserrant la vis du haut ①

verrouillez la position en resserrant la vis du bas ②



Visionnez la vidéo :



Existe aussi en version
INOVYS II-E EVO
avec inclinaison électrique
de l'assise et du dossier
ou du dossier seul

Inclinaison du dossier seul
ou de l'assise et du dossier
simultanément par vérins
d'assistance.

Inclinaison de 0° à 54°.

Les vérins d'assistance permettent
plus de précision et plus de
confort et de facilité pour
l'accompagnant.



Nouveau design moderne,
s'intègre parfaitement dans un intérieur.



Entièrement réglable pour
assurer un maximum de
confort à son utilisateur.

A Appui-tête réglable en inclinaison, en hauteur et en profondeur. Équipé de maintiens latéraux réglables.

B Poignées de poussées réglables en hauteur. Idéal pour l'accompagnant.

C Dossier et assise anatomiques. Dossier réglable en hauteur, profondeur et au niveau du galbe.

D Accoudoirs ultra-confortables amovibles réglables en largeur, en hauteur et en profondeur.

E Repose-jambes réglables en longueur, largeur, profondeur et inclinaison avec réglage indépendant des coussins.