

## Fauteuil roulant OffCarr QPX ultra-compact et ultra-léger



**Le seul fauteuil roulant à pliage ultra-compact en titane.**

**Le seul fauteuil roulant à croisillon polycentrique (plusieurs articulations qui s'imbriquent), avec ouverture et fermeture d'une seule main.**

**Ultra-léger, il fait une dizaine de kilos tout compris en taille adulte moyenne, avec tout son équipement ! Ce qui en fait de loin le fauteuil le plus léger de sa catégorie !**



### En détail :

- . Le châssis titane est à la fois extrêmement solide et très léger.
- . Une finition remarquable. L'Italie est la patrie du design, et avec OffCarr ça se vérifie ! Le look, les assemblages et la finition sont soignés dans les plus petits détails.
- . Le croisillon polycentrique permet le pliage très compact, mais est en même temps extrêmement rigide en position ouverte, et très solide, ce qui donne au roulage un vrai comportement de fauteuil roulant à cadre rigide (en bref c'est très facile à propulser !).
- . Le QPX a un verrouillage en position ouverte, ce qui accentue sa rigidité. Il a aussi un verrouillage en position fermée, ce qui le rend très facile à manipuler.
- . L'ouverture et la fermeture peuvent se faire d'une seule main et d'un seul geste !
- . Le repose-pieds est en carbone, et se plie automatiquement. Pas besoin de se baisser pour le plier.
- . L'essieu se règle pour ajuster l'équilibrage.
- . Les garde-boues peuvent rester en place au pliage. Aucune manipulation à faire. Pas besoin de les retirer ni même de les relever.

- . Le dossier se règle en inclinaison.
- . Le sur-mesure permet aux fourches d'avoir des axes fixes, non réglables. Les axes de fourches seront toujours bien droits et sans jeu, même après plusieurs années.

**Poids :**

OffCarr est un des seuls fabricants à donner les poids réels de ses produits, tout équipés et en taille adulte ordinaire. La plupart des fabricants communiquent sur un poids de départ, dans la plus petite taille et sans aucun équipement.  
 Le QPX fait seulement 10,3Kg complet en taille 38 ! Avec les roues, les garde-boues, les freins, etc. Ce qui en fait de loin le fauteuil le plus léger de sa catégorie !  
 Son poids de départ se situe autour des 8,5Kg, et dépend ensuite de la configuration choisie.

**Sur-mesure :**

- . Tous les modèles OffCarr sont construits sur mesure, à la commande.
- . Vous pouvez choisir les réglages, et les mesures précises du châssis et de l'assise.
- . Chaque profondeur d'assise correspond à une longueur de châssis.
- . Les hauteurs d'assises sont au choix à la commande. Elles ne sont pas réglables par la suite.
- . Le carrossage des roues arrière est au choix.
- . La grille ci-dessous ne donne pas toutes les possibilités. Consultez le bon de commande pour le détail complet.

Vous voulez essayer le QPX ? Demandez à votre revendeur médical préféré, nous lui prêterons un QPX gratuitement ! Nous proposons aussi des remises de référencement aux revendeurs qui souhaitent avoir un QPX en magasin, disponible en permanence et sans attente.

Le QPX a été testé et validé par le CERAH. Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale, soit en tant que fauteuil roulant pliant à dossier inclinable, soit en tant que fauteuil roulant pour activités physiques.

Détail des options et des prix : consultez le [bon de commande](#).

**Dimensions du QPX :**  
 (charge maxi 120Kg, les mesures avec un "-" sont des moyennes qui dépendent de la configuration exacte)

	1° 4°	25	A: ~ 41  B: ~ 80	36	27	HA: 46÷50  HP: 40÷48	P = 40 cm α = 83°  ~ 84 cm	seduta seat  38x40 cm  10,3 kg (Ti)  10,6 kg (Al)
34	52 58			38	29			
36	54 60			40	31			
38	56 62			42	33			
40	58 64			44	35			
42	60 66			46	37			
44	62 68				39			
				41				

Portata massima 120 kg    Max user weight 120 kg

Alcune misure sono approssimate in base alle medie  
 Some measurements are averaged

**QPX**



