

panthera Micro

Le Panthera Micro est un fauteuil roulant pour les jeunes enfants. Être capable de se déplacer, comme nous le savons tous, est très important, pas moins pour les enfants. Le Panthera Micro est donc conçu pour être extrêmement facile à conduire à tous les niveaux.

Le châssis est en molybdène de chrome et en titane et les roues arrière sont des roulettes pivotantes de fauteuil de course pour marathon. Le fauteuil comporte une seule roulette pivotante, comme beaucoup de fauteuils de tennis, afin de faciliter la rotation.

Le Panthera Micro est conçu pour les enfants âgés d'un à cinq ans (le plus jeune utilisateur que nous avons rencontré avait 10 mois) et est destiné à une utilisation à l'intérieur.

Version standard

- Châssis en chrome de molybdène
- Roues arrière de 18" ou 20" avec pneus haute pression. Pas de main courante
- Garniture de dossier, réglable
- Roulettes pivotantes solides de 3"
- Protection anti-basculade, tubes en titane en forme de U avec roue de soutien.
- Repose-pieds fixe à hauteur réglable
- Jeu d'outils
- Mode d'emploi

Dimensions du Micro

Largeurs de l'assise :	24 et 27 cm
Hauteur du dossier :	20 cm
Hauteur de l'assise Micro :	31 cm
Profondeur de l'assise Micro :	15-20 cm
Angle de l'assise :	0 degré
Longueur totale :	62 cm
Hauteur totale Micro :	51,5 cm
Largeur totale :	argeur de l'assise +22 cm
Poids max. de l'utilisateur :	30 kg

Dimensions du Micro long

Largeurs de l'assise :	24 et 27 cm
Hauteur du dossier :	20 cm
Hauteur de l'assise Micro Long :	34 cm
Profondeur de l'assise Micro Long :	20-25 cm
Angle de l'assise :	0 degré
Longueur totale :	72,5 cm
Hauteur totale Micro Long :	54 cm
Largeur totale :	argeur de l'assise +22 cm
Poids max. de l'utilisateur :	30 kg



Poids Micro

Largeur de l'assise	Poids total	Poids de transp.
24	3518	2342
27	3564	2388

Poids Micro long

Largeur de l'assise	Poids total	Poids de transp.
24	3782	2474
27	3828	2520

Le poids est basé sur la version standard avec des roues arrière de 18" pour le Micro et de 20" pour le Micro long.

