

Permobil

Panthera S3 Série



permobil

Conçu pour s'adapter à vous et à votre style de vie actif

La gamme Panthera S3 est conçue pour s'adapter aux utilisateurs de différentes morphologies. Même s'il existe des variations de dimensions, chaque fauteuil S3 offre le confort d'un cadre pleine largeur, un poids de transport réduit et une gamme complète d'accessoires. Disponible en sept modèles.

Avantages principaux :

- Facile à manœuvrer
- Léger et robuste
- Adaptable selon le confort voulu
- Dispositif antibasculé intégré
- Utilisation facile



Specifications

	S3	S3 Short	S3 Short Low
Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm	30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 cm
Profondeur d'assise	40 cm	35 cm	27 - 33 cm, 35 cm
Hauteur d'assise	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)
Inclinaison de l'assise	7 °	7 °	7 °
Longueur totale	78 - 90 cm	73 - 85 cm	73 - 85 cm
Largeur totale	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm	51 - 54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm	54 - 57 - 60 cm
Hauteur du dossier	20 - 45 cm	20 - 45 cm	20 - 45 cm
Inclinaison du dossier	13 ° - (-8 °)	13 ° - (-8 °)	13 ° - (-8 °)
Distance du repose-pied	35 - 43 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm
Carrossage	2,2 °, 4 ° (largeur d'assise 33-45 cm) 6 ° (largeur d'assise 33 cm) 8 ° (largeur d'assise 33-39 cm)	2,2 °, 4 ° (largeur d'assise 30-45 cm) 6 ° (largeur d'assise 30-33 cm) 8 ° (largeur d'assise 30-39 cm)	2,2 °, 4 °, 6 ° (largeur d'assise 33 cm), 8 °
Poids sans roues arrière	4,2 - 5,3 kg (environ)	4 - 4,7 kg (environ)	4,5 - 4,8 kg (environ)
Poids du fauteuil roulant	7,8 - 9 kg (environ)	7,6 - 8,3 kg (environ)	8 - 8,3 kg (environ)
Matériau (châssis)	Tubes au chrome-molybdène	Tubes au chrome-molybdène	Tubes au chrome-molybdène
Matériau (garnitures)	Polyester enduit de polyuréthane	Polyester enduit de polyuréthane	Polyester enduit de polyuréthane



Personnalisez vos déplacements*

ANODIC BLACK

PEARL WHITE

GREY METALLIC

BLUE CLASSIC

PINE GREEN

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.

S3 Large	S3 Long	S3 0 °	S3 Short Abd
39 - 42 - 45 - 50 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm	27 - 30 - 33 cm
45 cm	35 - 37,5 - 40 - 42,5 cm	35 - 42,5 cm	27 - 33 cm
Avant 49,5 cm (à un angle de 7 °) Dossier 45,5 cm (à un angle de 7 °)	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)	Avant 45 cm (à un angle de 7 °) Dossier 45 cm (à un angle de 7 °)	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)
7 °	7 °	0 °	4 °
83 - 95 cm	83 - 95 cm	84 cm	73 - 85 cm
60 - 63 - 66 - 71 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm	55 - 58 - 61 cm
20 - 45 cm	20 - 45 cm	20 - 45 cm	20 - 45 cm , (25 - 40 cm largeur d'assise 27 cm)
13 ° - (-8 °)	13 ° - (-8 °)	13 ° - (-8 °)	13 ° - (-8 °)
41 - 51 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm	35 - 43 cm
2,2 °, 4 ° (largeur d'assise 39-45 cm)	2,2 °, 4 ° (largeur d'assise 33-45 cm) 6 ° (largeur d'assise 33 cm), 8 ° (largeur d'assise 33-39 cm)	2,2 °, 4 ° (largeur d'assise 33-45 cm) 6 ° (largeur d'assise 33 cm) 8 ° (largeur d'assise 33-39 cm)	2 ° - 4 ° - 6 ° - 8 °
4,8 - 5,2 kg (environ)	4,7 - 5,3 kg (environ)	4,5 - 5,4 kg (environ)	4,4 - 4,6 kg (environ)
8,4 - 8,8 (environ)	8,3 - 8,8 kg (environ)	8 - 8,9 kg (environ)	8 - 8,1 kg (environ)
Tubes au chrome-molybdène	Tubes au chrome-molybdène	Tubes au chrome-molybdène	Tubes au chrome-molybdène
Polyester enduit de polyuréthane	Polyester enduit de polyuréthane	Polyester enduit de polyuréthane	Polyester enduit de polyuréthane

Conçu pour s'adapter à vous et à votre style de vie actif

Permobil

Panthera S3 Série

Conçu pour s'adapter à vous et à votre style de vie actif