

Permobil

# Panthera U3 Série



permobil

# Un design bien pensé qui vous permet de vivre votre vie comme vous le souhaitez

Le Panthera U3 est un fauteuil roulant manuel léger et réglable qui offre un sentiment de sécurité dans une position de conduite ergonomique optimale. Conçu pour les utilisateurs actifs qui veulent un fauteuil roulant élancé et facile à manœuvrer, que l'on peut associer à des accessoires réglables pour plus de confort et de sécurité.

## Avantages principaux :

- Léger et robuste
- S'adapte aux besoins individuels
- Dispositif antibascule intégré
- Utilisation facile



## Caractéristiques

	U3	U3 Y-front
Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm
Profondeur d'assise	35 - 46 cm	35 - 46 cm
Hauteur d'assise	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)	Avant 47 cm (à un angle de 7 °) Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)
Inclinaison de l'assise	7 °	7 °
Longueur totale	84 cm	84 cm
Largeur totale	54 - 57 - 60 - 63 - 66 cm	54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm
Hauteur du dossier	20 - 45 cm	20 - 45 cm
Inclinaison du dossier	13 ° - (-8 °)	13 ° - (-8 °)
Distance du repose-pied	35 - 43 cm	35 - 43 cm
Carrossage	2,2 °, 4 °, 6 ° (largeur d'assise 33 cm) 8 ° (largeur d'assise 33-39 cm)	2,2 °, 4 °, 6 ° (largeur d'assise 33 cm) 8 ° (largeur d'assise 33-39 cm)
Poids sans roues arrière	4,5 - 5 kg (environ)	4,5 - 5,4 kg (environ)
Poids du fauteuil roulant	8 - 8,5 kg (environ)	8 - 9,3 kg (environ)
Matériau (châssis)	Tubes au chrome-molybdène	Tubes au chrome-molybdène
Matériau (garnitures)	Polyester enduit de polyuréthane	Polyester enduit de polyuréthane



Personnalisez vos déplacements\*

ANODIC BLACK

PEARL WHITE

GREY METALLIC

BLUE CLASSIC

PINE GREEN

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.

**U3 Y-front Short**

33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm

35 - 46 cm

Avant 47 cm (à un angle de 7 °)  
Dossier 43 cm (à un angle de 7 °)

7 °

79 cm

54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm

20 - 45 cm

13 ° - (-8 °)

35 - 43 cm

2,2 °, 4 °, 6 ° (largeur d'assise 33 cm)  
8 ° (largeur d'assise 33-39 cm)

4,5 - 5,4 kg (environ)

8 - 9,3 kg (environ)

Tubes au chrome-molybdène

Polyester enduit de polyuréthane

**U3 Y-front Low**

33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 50 cm

35 - 46 cm

Avant 44,5 cm (à un angle de 7 °)  
Dossier 40,5 cm (à un angle de 7 °)

7 °

84 cm

54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 71 cm

20 - 45 cm

13 ° - (-8 °)

35 - 43 cm

2,2 °, 4 °, 6 ° (largeur d'assise 33 cm)  
8 ° (largeur d'assise 33-39 cm)

4,4 - 5,3 kg (environ)

8 - 9,3 kg (environ)

Tubes au chrome-molybdène

Polyester enduit de polyuréthane

# Conçu pour les utilisateurs actifs