

# PLEGO



**VERMEIREN**  
we care for you

# Facile à plier



# 24,5 kg

Poids total



# Explorez le monde avec Plego



Les fauteuils roulants électriques peuvent parfois être difficiles à ranger en raison de leur taille encombrante ou de leur masse totale importante, surtout lors de vos déplacements. Découvrez Plego, un fauteuil roulant électrique pliable et léger qui peut être plié facilement. Même une fois transporté, le fauteuil reste debout et peut être manœuvré de manière similaire à une valise.

Que vous fassiez simplement une courte sortie pour faire des courses ou que vous découvriez une ville, Plego peut être facilement utilisé pour explorer tout en prolongeant votre mobilité. Les moteurs brushless de 2x250W ne sont pas seulement silencieux et puissants en conduite, mais ils sont également très peu gourmands en entretien et durables à l'usage.

Besoin d'un peu plus de confort urbain? Plego offre diverses options telles qu'un sac de rangement, une housse de protection ou encore un kit éclairage.



## FABRIQUÉ EN EUROPE

**PRÊT À PARTIR QUAND  
VOUS LE SOUHAITEZ!**

Conçu grâce à notre expérience de plus de 65 ans et entièrement fabriqué en Europe, ce fauteuil roulant électrique incarne notre volonté de développer des produits de qualité répondant aux normes de sécurité et de confort les plus élevées. Découvrez toutes les caractéristiques et les avantages de Plego pour améliorer votre vie.



Facile  
à ranger

En quelques étapes, Plego se transforme en un fauteuil roulant compact et facile à ranger. Le fauteuil peut être plié par une seule personne sans outils, sans effort et sans avoir à retirer la batterie.

Ressemblant à une valise de voyage, Plego est équipé de quatre roues supplémentaires maintenant le fauteuil debout lorsqu'il est plié.

Elles vous permettent également de manœuvrer le fauteuil jusqu'à son espace de stockage désigné. Bien que les moteurs de Plego soient puissants, le poids total du fauteuil roulant a été réduit à seulement 24,5 kg.

Il n'a jamais été aussi facile de transporter un fauteuil roulant électrique ! Sa taille compacte et son poids léger lui permettront d'être chargé dans le coffre d'une voiture sans effort.



# Jusqu'à 21 km\* 6 km/h

Avec une vitesse maximale de 6 km/h, Plego est le choix idéal pour partir à l'aventure avec vos amis et votre famille. Il offre une vitesse de marche confortable pour suivre une conversation agréablement. La batterie légère au lithium-ion vous offre une autonomie de conduite allant jusqu'à 21 km. Parfait pour une journée à l'extérieur !

## PUISSANCE PLEGO

La sélection du moteur pour Plego met l'accent sur la qualité, la durabilité et l'efficacité. Les moteurs brushless d'une puissance de 2x250W offre une excellente efficacité et longévité par rapport aux moteurs classiques. Ces moteurs à faible entretien sont également discrets et silencieux pendant la conduite.



\*17,5 AH ACCU



# Besoin d'une batterie supplémentaire ?

Prêt pour une sortie ? Vérifiez facilement le niveau de charge de votre batterie tout en étant assis sur votre Plego grâce à son indicateur situé sous votre siège. La batterie au lithium-ion peut être verrouillée en toute sécurité avec une clé antivol ou chargée séparément de votre fauteuil. Pas besoin d'approcher votre fauteuil de la prise. Prenez simplement votre batterie et chargez-la où cela est le plus pratique pour vous. Il est important de noter que Plego est approuvé pour le transport aérien selon les normes de l'IATA\*.

Voyagez l'esprit tranquille, prolongez la durée de vie de votre batterie avec une batterie supplémentaire (12,8Ah ou 17,5Ah) qui peut facilement être stockée sous votre siège avec le sac de rangement supplémentaire. Consultez les options à la page 28 pour découvrir comment vous pouvez améliorer votre Plego.

\*Veuillez consulter notre manuel pour les informations les plus récentes.



Batterie au  
lithium-ion  
amovible



### SIMPLE ET EFFICACE

La commande P&G du Plego est une référence sur le marché. Elle est très facile à prendre en main, offrant la meilleure expérience de conduite possible.

Les paramètres standards de la commande garantissent une expérience fluide et confortable assurant à tout-un-chacun de pouvoir utiliser Plego. Installez-vous et partez à l'aventure !

### ERGONOMIE ET SÉCURITÉ

Un kit éclairage LED optionnel assurant une visibilité accrue peut être ajouté et utilisable indépendamment de la commande.



## Besoin d'aventure ?

Prendre des virages serrés ou naviguer dans des allées étroites de magasin n'a jamais été aussi facile ! La compacité du Plego et son petit rayon de braquage sont des atouts pour vos parcours du quotidien. Le châssis léger et le système de pliage facile sont parfaits pour emmener votre Plego partout où vous le souhaitez pour explorer des zones urbaines, naviguer en intérieur ou encore prendre les transports en commun.



ALLEZ PLUS LOIN

# Nous nous soucions de vous

**VERMEIREN**, fabricant de fauteuils roulants depuis 1957, est un acteur majeur dans le monde de l'équipement médical. Au fil des ans, le groupe Vermeiren s'est spécialisé dans la production de fauteuils roulants, de lits médicalisés, de coques de fauteuils, de fauteuils de confort et de tout autre produit pouvant accompagner un patient ou un utilisateur dans le maintien de son autonomie et de sa mobilité.

AVEC PLEGO

# À la maison

Ce fauteuil roulant léger et pliable peut être rangé lorsque vous n'en avez pas besoin ou utilisé toute la journée à l'intérieur.

Avec une largeur totale de seulement 59,5cm, Plego franchit facilement la plupart des portes standards et se faufile dans les espaces étroits. Vous n'utilisez pas votre Plego à la maison ? Rangez-le à l'abri de la poussière avec notre housse de protection en option.



Quelque soit la configuration de votre Plego, celui-ci offre un confort et une polyvalence optimale pour tous les utilisateurs. Le dossier et le siège sont tous deux revêtus d'un tissu en maille 3D Net pour optimiser le confort et la respirabilité.



## LE COMPAGNON PARFAIT POUR L'AVEVENTURE

À l'arrière de Plego, vous trouverez une poche standard incluse, pour un ordinateur portable, des documents ou une revue.

Pas assez de rangement ? Nous proposons deux sacs de rangement supplémentaires situés sous le siège pour plus de stockage. Plego a un cadre en aluminium pour allier résistance et légèreté.

Le repose-pieds monobloc pliable peut être ajusté en deux positions de hauteur et remplit deux fonctions : elle offre un soutien en position assise et d'autre part elle protège le cadre et la batterie lors du transport du fauteuil roulant en position pliée.



## C77 Noir Brillant

Le noir, l'incarnation de la sophistication intemporelle, évoque un sentiment de mystère et d'élégance. Il incarne le pouvoir et l'autorité, symbolisant souvent la formalité et le prestige. Dans la mode et le design, il agit comme une toile polyvalente, renforçant l'impact d'autres couleurs tout en ajoutant une touche de finesse à n'importe quel contexte.



## C88G Or Brillant

L'éclat radieux de l'or est synonyme de richesse, de luxe et de réussite. Il incarne la prospérité et le succès, illuminant le chemin vers l'opulence. En tant que symbole de l'aisance, l'or transcende le temps et la culture, laissant un héritage scintillant d'extravagance et de grandeur.



## C56G

### Bleu Métallique

Le bleu métallique représente une fusion de modernité et d'innovation, incarnant l'esthétique élégante et high-tech du futur. Cette couleur froide et futuriste captive par son sens de la précision et de l'efficacité. Dans diverses industries, elle reflète un design de pointe et une technologie de pointe, symbolisant le progrès et l'adaptabilité.



## C52

### Turquoise Brillant

La nuance apaisante de la turquoise embrasse la tranquillité et l'équilibre. Son influence apaisante évoque les qualités sereines de la nature, ressemblant aux eaux cristallines des paradis tropicaux. En tant que couleur de renouveau et de rajeunissement, elle favorise le bien-être et la croissance spirituelle.



# C87G

## Orange Melon Brillant

L'orange melon rayonne de chaleur et d'enthousiasme, infusant les environs d'une explosion d'énergie et de joie. Cette teinte vibrante est associée à la créativité et à la ludicité, en faisant un choix parfait pour des rencontres animées ou des élans artistiques. Elle incarne l'esprit de la célébration et de la gaieté.



# C4G

## Rouge Brillant

Le rouge allume les passions qui brûlent en nous, représentant l'amour, l'énergie et l'excitation. Cette teinte audacieuse et vibrante capte l'attention sans effort, que ce soit dans le domaine de la romance, de l'art ou du design. Elle symbolise la détermination et le courage, résonnant avec l'essence ardente de l'esprit humain.



**B64** SAC DE RANGEMENT  
SOUS LE SIÈGE



**B63** SAC DE RANGEMENT  
DERRIÈRE LE REPOSE-PIEDS



**SE19** KIT ÉCLAIRAGE



**APPUI-TÊTE**




**ESE45** HOUSSE  
DE RANGEMENT

## Options

Pour répondre à une large gamme de préférences et de besoins, nous proposons plusieurs options pour votre Plego. Rangez votre Plego ou ajoutez des fonctionnalités supplémentaires pour répondre à vos besoins.



**BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE**  
12,8 AH OU 17,5 AH



Vermeiren.fr

PLEGO



VERMEIREN

playlist de voyage



ÉCOUTEZ-MOI SUR SPOTIFY



# PLEGO

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	595 mm
■ Longueur totale	1000 mm
■ Hauteur du siège	530 mm
■ Largeur du siège	450 mm
■ Profondeur du siège	430 mm
■ Hauteur du dossier	460 mm

■ Batteries	12,8 Ah - 24 V ou 17,5 Ah - 24 V
■ Moteurs*	2 x 250 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Autonomie	15 km ou 21 km
■ Poids	24,5 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg

\* L'autonomie théorique est calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales.

\* Les vitesses et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %).

### VERMEIREN France SAS

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations, prenez contact  
avec votre revendeur local.

