

EDGE 3

EDGE 3 présenté en coloris Blue jean,
équipé du lift iLevel et de la Q-LOGIC 3
avec Bluetooth®

LIFT iLEVEL®
30 CM DE SÉRIE
7,2 KM/H



quantumrehab.fr

Q
QUANTUM®


Spécifications

ROUES MOTRICES	14" pneumatiques ou bandages
ROUES AVANT ET ARRIERES	Bandages 6"
VITESSE MAXIMUM ¹	Jusqu'à 9,6 km/h Jusqu'à 7,2 km/h (avec le iLevel activé)
GARDE AU SOL	6,9 cm (bac batteries)
RAYON DE GIRATION ²	52,1 cm
LONGUEUR HORS TOUT ²	82 cm (sans palettes)
LARGEUR HORS TOUT	62,2 cm
TAILLES D'ASSISE	
TRU-Balance® 3 Bascule d'assise Électrique	Largeur: 30,5 - 55,9 cm Profondeur: 30,5 - 55,9 cm
TRU-Balance® 3 Bascule d'assise et iLevel®	Largeur: 30,5 - 55,9 cm Profondeur: 30,5 - 55,9 cm
Assise TRU-Balance® Flex	Largeur: 38,1 - 55,9 cm Profondeur: 30,5 - 50,8 cm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE⁶	
TRU-Balance® 3 Bascule d'assise Électrique ⁵	44,5 - 49,5 cm
TRU-Balance® 3 Bascule d'assise et iLevel® ⁵	44,5 - 49,5 cm
Assise TRU-Balance® Flex	41,9 - 49,5 cm
INCLINAISON MANUELLE	Oui
BATTERIES ³	NF-22 (2)
POIDS DE LA BATTERIE ⁷	17,24 kg chacune
ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE ⁸	120A Q-Logic 3 EX
CHARGEUR	8A Externe
MOTEURS	2-Pôles, Mid-Wheel 6®
POIDS MAX UTILISATEUR ⁴	136 kg
POIDS DE BASE	63 kg


- 1) La vitesse peut varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge, l'état des batteries et la pression des pneus.
- 2) Sans palettes
- 3) La capacité des batteries peut varier selon l'utilisation et/ou l'ajout de fonctions électriques.
- 4) La capacité maximum du poids de l'utilisateur est définie en fonction de l'assise choisie.
- 5) Les mesures ont été prises avec une assise en 46x46 cm avec +/- 3mm, une assise fixe, des roues à bandages et un poids-utilisateur de 136 kg (il faut rajouter 100mm avec des roues pneumatiques). Contactez votre service client pour avoir des détails. Les mesures indiquées sont prises dans la position la plus basse, et n'incluent pas le système d'élévation électrique de l'assise.
- 6) La hauteur sol-plaque d'assise de 41.90cm n'est pas possible avec le lift iLevel ou la bascule d'assise électrique.
- 7) Le poids des batteries peut varier de +/- 1.4 kg d'après les données fournisseur.
- 8) Tous les fauteuils Quantum Rehab® peuvent être commandés avec des commandes spéciales.

Caractéristiques Standards

- SRS amélioré (Souplesse des suspensions)
- 7,2 km/h avec le lift iLevel® de 30 cm
- Chargeur USB au manipulateur : inclus
- Nouveaux coloris
- Inserts de roues centrales de la même couleur que le châssis : inclus
- Et toujours de série : la bascule d'assise électrique 50° et le dossier électrique biomécanique



Nouveaux Coloris



*Retrouvez l'ensemble des coloris disponibles sur notre site quantumrehab.fr