



# ALLSTAR *G2*



**VOTRE FAUTEUIL MULTISPORT PERSONNALISÉ**



# ALLSTAR *G2*

***Fauteuil roulant multisport. Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, léger et résistant.***

**Allstar G2** est le choix idéal pour toute personne pratiquant un sport en club et recherchant un **modèle personnalisé de haute qualité** avec de nombreuses options.

Ce fauteuil roulant de sport **polyvalent** est doté d'un châssis **léger, agile et performant** qui peut être configuré pour s'adapter au basketball en fauteuil roulant, au tennis et à de nombreux autres sports.





# TECHNOLOGIE

Jouez avec des **performances maximales** en compétition, en optimisant votre rotation, votre temps de piste et vos résultats. Désormais, avec votre **Allstar G2**, personnalisez votre fauteuil de sport **dès votre première séance d'entraînement**.

## Véritable fabrication personnalisée

Seul RGK offre une véritable personnalisation avec plus de 30 mesures différentes grâce auxquelles vous pouvez configurer et créer le fauteuil roulant qui vous convient parfaitement.

## Options à la carte

Avec la gamme la plus complète d'options pour répondre à vos besoins individuels tels que les protège-vêtements, les anti-bascule, les poignées, les freins, les accoudoirs et bien plus encore.

## Matériaux de la plus haute qualité

Utilisant uniquement les meilleures matières premières, le cadre du Allstar G2 est fabriqué en Aluminium 7020, avec une rigidité et une efficacité inégalées.

## Un fauteuil unique

Le Allstar G2 dispose d'une grande variété d'options parmi lesquelles choisir, ce qui garantit des performances et des fonctionnalités supérieures.

# CARACTÉRISTIQUES

TOILE DE DOSSIER AIRTECH

CADRE RIGIDE

OPTIONS DE CARROSSAGE

BARRE DE RENFORT

CHÂSSIS EN ALUMINIUM 7020



# Take Your Shot

Conçu pour les joueurs, le Allstar G2 utilise des matériaux de haute performance dans un cadre rigide qui offre un contrôle et un équilibre en parfaite harmonie. La barre de renfort transversale ajoute de la rigidité latérale, ce qui augmente l'efficacité et vous donne un regain d'énergie lors de cette première poussée, si importante. La fixation de l'axe permet un réglage précis de l'angulation de la roue arrière pour s'adapter à différentes options.





# OPTIONS ET ACCESSOIRES

Le Allstar G2 est doté d'un large éventail d'options pour faire ressortir le plein potentiel de chaque joueur. Des options plus légères pour réduire le poids du fauteuil ou améliorer ses performances, aux options de soutien ergonomique ou de réglage, ce fauteuil roulant a tout pour plaire.

Fourche



Repose-pied réglable en hauteur



Protège-vêtements soudés



Sangle RGK Pelvi-Loc



Toile de dossier Airtech Sport



Roues Spinergy



# DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MIN	MAX
Poids Max. Utilisateur	-	115 kg
Largeur d'assise	250 mm	500 mm
Profondeur d'assise	250 mm	460 mm
Hauteur sol/siège avant	360 mm	630 mm
Hauteur dossier	150 mm	450 mm
Angle du dossier	-10°	10°
Centre de gravité	50 mm	200 mm
Longueur totale avec repose-pieds (sans roues)	360 mm	-
Roues arrière	24" - 25" - 26" - 27" (700C)	
Poids total du fauteuil (roues incluses)	11.2 kg	-
Poids de transport	7.2 kg	-

Pour plus d'information sur les options disponibles se référer au bon de commande professionnel.

NOTE: Les données, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Toute exigence en dehors de ces données peut entraîner un changement de caractéristiques dimensionnelles et de poids.

Nos produits sont constamment perfectionnés et Sunrise Medical se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits sans préavis.

\*Basé sur les options additionnelles, à l'exclusion des dispositifs d'assistance de fabricant tiers.



**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél. +33 (0) 2 47 55 44 00

Email: [info@sunrisemedical.fr](mailto:info@sunrisemedical.fr)

[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

