

SmartChair

La dernière génération de fauteuils électriques pliables et légers est là.



POUR QUI EST LE SMARTCHAIR® ?

Pour celles et ceux qui **marchent peu, avec difficulté ou pas du tout.**

Pour celles et ceux qui souhaitent **un fauteuil discret.**

Pour celles et ceux qui cherchent **un premier fauteuil électrique.**

Pour celles et ceux qui aiment leurs **accompagnants.**

Pour un fauteuil utilisable **toute la journée, tous les jours, partout.**

Pour celles et ceux qui désirent un **fauteuil d'appoint**, pratique pour tous leurs déplacements.



Pratique pour
les sorties
fréquentes



Circulez en
autonomie et
élargissez votre
rayon d'action

“
Rêvez mobilité
avec votre fauteuil
roulant électrique !
”

POURQUOI LE SMARTCHAIR® ?

Se déplacer en fauteuil roulant électrique peut vite être une **mission impossible**. Comment transporter un engin de plus de 60kg, encombrant, mais indispensable pour votre quotidien ?

C'est exactement le type de questionnement qui a lancé l'aventure SmartChair® :

- Pour rendre la **mobilité plus facile et accessible**, en intérieur comme en extérieur.
- Pour réellement pouvoir **emmener son fauteuil partout**.

DESIGN

Un design
VRAIMENT différent

LÉGER

+
PLIABLE
=
TRANSPORTABLE

PRATIQUE

Pensé pour **TOUS**
vos déplacements



Reprenez votre
liberté sur tous
les terrains



Profitez d'un
confort multiple
et d'une mobilité
sans limites



SmartChair **Lite**



SmartChair **Travel**

Poids du fauteuil (hors batterie)	16.5 kg	20 kg
Poids à soulever minimum	14.5 kg	13 kg
Poids max. supporté	110 kg	120 kg
Roue arrière pleine / Roue avant	10" / 6"	10" / 6.8"
Assise Profondeur (mm)	420	410
Assise Largeur (mm)	440	430
Assise Largeur entre accoudoirs (mm)	510	470
Hauteur du dossier (mm)	420	360
Largeur Hors tout (mm)	625	625
Longueur Hors tout (mm)	1060	900
Hauteur Sol/Siège avant (mm) Hauteur Sol/Siège arrière (mm)	480 450	540 490
Dimension plié (L x l x h en mm)	720x340x710	390x625x810
Puissance moteur	2x120W	2x140W
Batteries Lithium de série amovibles en 2s	24v10Ah 15km d'autonomie	24v12Ah 16 km d'autonomie
Pente maximale	6%	12%
Smartrolls Roulettes d'aide au chargement	✗	✓
Type de palette	Palette double relevable latéralement et escamotable	Palette monobloc relevable frontalement
Tarifs et LPP	2702,81 € TTC LPP de 2702,81 €	2890 € TTC LPP de 2702,81 €



SmartChair **City**



SmartChair **TRAVEL MAX**



SmartChair **EVO 2**

26 kg	30 kg	29 kg
20 kg	20 kg	20 kg
150 kg	150 kg	150 kg
12" / 7"	12" / 8"	12" / 8"
420	440	455
375	470	420
485	480 / 520 / 560	470 / 480 / 490 / 500 / 510 (option)
440	420 / 440 / 460	470
620	620 / 660 / 700	630
1095	1100	1060 (palette monobloc) 1025 à 1085 (double-palette avec SmartRoll®)
460 430	500 480	450 (palette monobloc) 430 (double-palette avec SmartRoll®)
420x620x850	430x610x810	450x630x875 (palette monobloc) 450x630x835 (double-palette avec SmartRoll®)
2x250W	2x250W	2x250W
2x24v8Ah 24 km d'autonomie	24v12Ah + 12Ah (option) 18 km d'autonomie + 18 km	24v12Ah + 8Ah (option) 18 km d'autonomie + 10 km
15%	15%	15%
en option : 129€	✓	✓
Palette relevable latéralement Palette relevable frontalement	Palette monobloc relevable frontalement et réglable en hauteur	Au choix double palette avec SmartRoll® ou palette monobloc Escamotable et réglable en hauteur et en profondeur
3190 € TTC LPP de 2 702,81 €	3487,95 € TTC LPP de 3487,95 €	3890 € TTC LPP de 3487,95 €

Tous nos fauteuils **sauf le LITE** sont garantis : 5 ans pour le cadre ; 2 ans pour le moteur, les batteries et le joystick.
Le SmartChair LITE est garanti : 2 ans pour le cadre ; 2 an pour le moteur, les batteries et le joystick.

NOUVEAU

SmartChair LITE

+ Un fauteuil électrique en aluminium vraiment léger



16.5 KG

15 KM



AAO



Ultra léger en aluminium

Pratique pour le transport


- **14.5 kg** uniquement à charger dans son véhicule en retirant la batterie et les palettes !
- Châssis en **aluminium** : plus durable et moins onéreux en entretien que d'autres matériaux.
- Batterie lithium homologuée IATA ✈

Un pliage simple

Il se plie rapidement en X comme un fauteuil roulant manuel !

Pour gagner en encombrement, vous pouvez retirer les palettes et plier le haut du dossier.

Une solution de mobilité électrique pratique qui est **simple à mettre dans le coffre de votre voiture, ou à stocker chez vous.**



Simple et performant

Un usage intuitif et sécurisé

Son joystick épuré au maximum permet une **conduite fluide, réactive et agréable.**

- 5 vitesses **paramétrables** en fonction de votre environnement
- Indication du niveau de batterie



Dossier rabattable

Gagner en encombrement

La possibilité de rabattre le dossier présente un avantage considérable en terme de gain d'encombrement, offrant ainsi une solution pratique pour **faciliter le stockage et le transport.**

Double palette pour les pieds

Plusieurs avantages pour votre confort

- Peut aider à maintenir une **posture adéquate** en soutenant les jambes de l'utilisateur à un angle approprié.
- L'**escamotage** des palettes offre la flexibilité nécessaire pour entrer et sortir du fauteuil plus facilement par l'avant.
- Plus **compact** pour le transport et le stockage en retirant simplement les palettes.



Accoudoirs relevables

Une double utilité au quotidien

- Faciliter les transferts latéraux offrant ainsi une plus grande commodité et autonomie.
- Pour s'approcher plus près d'une table pour manger, travailler ou simplement partager un moment avec vos proches.

