

SmartChair travel MAX

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE AA1

NOUVEAU

Autonomie
18 à 36KM

Poids max
150KG

Poids
27KG

Tarif public
3487,95€
100% LPP



Design, léger et pratique

Enfin une qualité accessible

Le SmartChair Travel Max arbore un look qui **sort de l'image traditionnelle** du fauteuil roulant médical.

Un vrai compagnon de voyage sur tous les terrains :


- Compact et transportable - **27 kg**
- Moteur coupleux de 12"
- Roues avant avec **suspensions**
- **Pliage** simple et sécurisé
- Batterie homologuée pour le **transport aérien**



SmartRoll® : -40% d'effort !

Les SmartRoll®. Deux petites roues qui permettent de le basculer et rouler dans le coffre de votre voiture.

Idéal pour **limiter les efforts** lors de la mise en coffre (**20kg**) !



Simple et performant

Intuitif

Un joystick épuré au maximum permettant une **conduite fluide, réactive et agréable**.

- **Rabattable** pour faciliter les mises à table
- **5 vitesses** pour s'adapter à l'environnement
- **Paramétrable** par Bluetooth
- **Pilotable à distance** par Bluetooth (*application ou manette*)

Réglages confortables

Ajustez en fonction de votre morphologie

- **Dossier inclinable** et réglable en hauteur
- Choix de **largeur entre accoudoirs** (48 à 56cm)
- **Accoudoirs réglables** en hauteur et profondeur
- **Palette monobloc réglable en hauteur**
- Coussins d'assise et de dossier à **mousse haute densité**



Petits détails utiles

Pour les baroudeurs

- Option double batterie : **36km** d'autonomie
- **Batterie amovible** pour recharger en toute simplicité
- 3 pochettes de **rangement** accessibles
- **Valise** de transport (*option*)
- Protection de coffre (*option*)