



Léger et pratique

En intérieur comme en extérieur

- 20 kg
- Moteur coupleux de 10"
- Pliage sécurisé
- Partout avec vous, en voiture, en avion, en train...



Le Travel est design

Enfin une qualité accessible

Le SmartChair Travel arbore un look qui sort de l'image traditionnelle du fauteuil roulant médical.

Ses courbes aériennes et épurées changent le regard autour de vous.

SES ATOUTS

Simple et performant

Simple à conduire

Un joystick épuré au maximum et permettant une conduite fluide, réactive et agréable.

- Dispositif anti-tremblement
- 5 vitesses
- Paramétrable par Bluetooth
- Pilotage à distance par Bluetooth



Pratique.

SmartRoll : -40% d'effort !

En option, les SmartRoll. Deux petites roues qui permettent de le basculer dans le coffre de votre voiture.

Idéal pour limiter les efforts lors de la mise en coffre.

«Vous serez étonné par ses performances.»



Confort de série

- Dossier rembourré hérité de notre modèle premium EVO.
- Coussin de 5cm sur toile d'assise pour un meilleur amorti



Pratique.

Batterie amovible en 2s

La batterie Lithium de 2.5kg est amovible et facile d'accès. Située sous l'assise, il suffit de tirer sur l'attache pour la retirer et la recharger en toute simplicité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SmartChair **Travel**
Standard

SmartChair **Home**
Standard / XL

SmartChair **Mixte**
Standard / XL

SmartChair **City**
Standard / XL

SmartChair **EVO**
3 tailles

Poids du fauteuil sans batterie	20 kg	23 kg / 24 kg	24 kg / 25 kg	25 kg / 26 kg	29 kg
Poids max. supporté	120 kg	115 kg / 150 kg	115 kg / 150 kg	150 kg / 160 kg	150 kg
Roue arrière pleine	10"	8"	10"	12"	12"
Roue avant avec suspension	6.8"	7"	7"	7" / 8"	7"
Assise Profondeur (mm)	430	420	420	420	430
Assise Largeur (mm)	450	370 / / 420	375 / 420	370 / 455	460
Assise Largeur entre accoudoirs (mm)	450	480 / 520	475 / 545	480 / 565	460 / 470 / 500
Hauteur du dossier (mm)	460	445 / 480	445 / 490	520 / 500	600 / 630 / 660
Largeur Hors tout (mm)	620	615 / 660	615 / 690	620 / 700	620
Longueur Hors tout	900	920 / 940	940 / 935	1070 / 1050	1060
Hauteur Sol/Siège (mm)	460	475	480	470 / 510	520
Dimension plié (L x l x h en mm)	620x320x800	615x335x790 660x335x790	615x335x810 685x360x800	620x400x860 700x430x850	880x620x480
Puissance moteur	2x140W	2x180W	2x250W	2x250W	2x250W
Batteries Lithium de série amovibles en 2s	24v12Ah 16 km d'autonomie	2x24v8Ah 24 km d'autonomie	2x24v8Ah 24 km d'autonomie	2x24v8Ah / 2x24v10Ah 24 km / 28 km d'autonomie	24v12Ah 20 km d'autonomie
Pente maximale	12%	15%	15%	15%	15%
Suspensions avant	✗	✓	✓	✓	✓
Téleguidage    Inclus dans le prix de vente	✓	✓	✓	✓	✓
3 modes de conduite (souple, normal, dynamique)	Programmable via une application Android par le revendeur	✓	✓	✓	✓
Type palette	Palette monobloc	Palette relevable latéralement Palette relevable frontalement	Palette relevable latéralement Palette relevable frontalement	Palette relevable latéralement Palette relevable frontalement	Palette monobloc Double palette
Tarifs et LPP	2702,81 € TTC LPP 2702,81 €	2890 € TTC / 3190 € TTC LPP de 2 702,81 €	3090 € TTC / 3390 € TTC LPP de 2 702,81 €	3190 € TTC / 3390 € TTC LPP de 2 702,81 €	3690 € TTC LPP de 3487,95 €

