

Timix S.U.

Verticalisateur abordable

Le Timix SU, aussi connu comme Timix Stand Up, est un fauteuil électronique verticalisateur avec toutes les fonctionnalités d'un Timix standard et l'ajout de la fonction standup.



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques **Timix S.U.** (Stand Up)

largeur totale	largeur d'assise	inclination dossier	hauteur accoudoirs	hauteur d'assise	hauteur totale	longueur totale	profondeur d'assise	hauteur dossier	poids d'utilisateur	poids
670	450	11°-84°	242 - 350	540	1120 - 1590 (sans coussin)	1260	450-500	610	130	160,30
batterie	puissance	vitesse	rayon d'action	pente maxi en montée	hauteur obstacle	giration	roues			
2x12V 80Ah	2 x 220W ou 2 x 350W	6 km/h 10 km/h 14 km/h	63 km* 40 km* 39 km*	9°	100	1320	arrière 250x70 avant 350x70			

Dimensions en mm, poids en kg.

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg

Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 60 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables.

Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil Timix S.U. répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

VERMEIREN France Phalempin

Rue de l'Empire
Zone d'activités de Cadran
59133 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques