



TRA

LE CHALLENGEUR.
Élégant et innovant.



Permobil Group

Imaginez le meilleur, puis encore mieux, et vous obtenez le TRA. Avec la solidité et l'élégance de son châssis double tube en titane, la précision TiFit et ses possibilités de réglage maximales, le TRA a tout pour séduire. Un fauteuil entièrement conçu autour de vous.



TRA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

CHÂSSIS	Rigide, double tube, titane TiFit Possibilités de réglage maximales
OPTIONS CHÂSSIS	Version noire Version ultralégère Châssis Heavy Duty Châssis motorisable Châssis renforcé
POIDS DE TRANSPORT*	5 kg
POIDS UTILISATEUR MAX.	120 kg Standard 158 kg Heavy Duty
LARGEUR TOTALE FAUTEUIL*	58,4 cm (23")
LARGEUR D'ASSISE	30,5 cm - 51 cm (12" - 20")
LARGEUR D'ASSISE À L'AVANT	3 possibilités
PROFONDEUR D'ASSISE	30,5 cm - 51 cm (12" - 20")
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	38 cm - 53 cm (15" - 21")
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE	33 cm - 53 cm (13" - 21")
INCLINAISON D'ASSISE	0°, 2°, 4°, 6°, 8° ou 12°
ANGLE DE POTENCE	70°, 80°, 85° ou 90°
LARGEUR DU REPOSE-PIED	Rétréci ou en V
RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ	12,5 cm (5")
ROUES AVANT	23 possibilités
ROUES ARRIÈRE	67 possibilités
MAINS COURANTES	15 possibilités
CONFORT	Inclinaison du dossier réglable
ESTHÉTIQUE	6 finitions pour châssis en titane 16 coloris de châssis 6 packs coloris anodisés 7 coloris ultrasuede 8 coloris roue Spinergy
GARANTIE	2 ans

*Poids/largeur basés sur un fauteuil de 40,5 cm x 40,5 cm (16" x 16"), avec déclive de 0°, voie des roues arrières au minimum et équipement standard. Les roues arrières ne sont pas incluses dans le poids de transport. À titre indicatif, une paire de roues arrières standard de 24" pèse 3,3 kg.



TIFIT. ERGONOMIE SUR MESURE.

La différence entre un fauteuil TiFit® et les autres fauteuils est qu'un TiFit est une prothèse sur roues : chaque châssis est fait sur mesure. Le parfait ajustement d'un fauteuil TiFit lui vaut des performances et des fonctionnalités sans précédent. La différence se ressent dans tous les gestes.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE.

Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour répondre à vos spécificités et bénéficier d'un confort d'utilisation maximal : roues, mains courantes, pneus, freins, coloris, tattoo, etc. TiLite propose plus d'options que n'importe quelle autre marque!

Pour en savoir plus sur l'éventail d'options pour tirer le meilleur parti de votre fauteuil TiLite, visitez [TiLite.com/optimize](https://www.tilite.com/optimize).



Les fauteuils roulants TiLite présentés sont équipés d'options disponibles | [TiLite.com](https://www.tilite.com) | TRA.20160214.FR